



**D-SÉCURITÉ GROUPE**

GLOBAL SERVICES

AERA-MAX<sup>®</sup>  
DISTRIBUTEUR OFFICIEL

**stryker**  
DISTRIBUTEUR OFFICIEL

# CATALOGUE GÉNÉRAL

Une offre globale en santé et sécurité



Purificateurs d'air HEPA

Capteurs de CO<sub>2</sub>



Purificateurs d'air HEPA



Coffres - Armoires - Accessoires

Défibrillateurs

Maintenances toutes marques

Formations



[contact@d-securite.com](mailto:contact@d-securite.com)



3 rue Armand Peugeot  
69740 Genas



[www.d-securite.com](http://www.d-securite.com)





La santé n'est pas qu'une histoire de vie privée. Nous passons 1/3 de notre temps sur notre lieu de travail, que celui-ci soit dans un bureau ou en extérieur, il est un lieu central pour chacun. Santé et sécurité au travail sont donc des éléments essentiels au bien être de chaque collaborateur. Nous avons décidé d'en faire une vocation !

**D-SÉCURITÉ GROUPE**, c'est avant tout un groupe familial français. Leader sur le marché du défibrillateur et du purificateur d'air HEPA depuis 15 ans. Notre quête pour apporter davantage de sécurité au travail (mais pas que) n'a de cesse de grandir. La satisfaction et la sérénité de nos clients est une priorité de tous les instants. Notre stratégie de développement est basée sur la qualité de nos services et de nos équipements toujours à la pointe de la technologie.

Vous avez un projet et le souhait de le mener à bien ? Nous nous engageons à vous accompagner jusqu'à sa concrétisation. Toutes nos équipes se tiennent à vos côtés pour vous soutenir dans la prévention et dans l'amélioration de votre gestion des risques en santé et sécurité au travail.

## ÉDITO



## LE MOT DU PRÉSIDENT

De très nombreux citoyens assistent au quotidien à des situations dramatiques lorsqu'un malaise cardiaque survient. En tant qu'ancien Sapeur-Pompier Professionnel, sauver des vies a toujours été mon métier et ma priorité. C'est pourquoi, en 2007, j'ai créé **Défibrillateur-France**, première société spécialisée pour la commercialisation de Défibrillateurs Automatisés Externes (DAE), afin de démocratiser l'utilisation de ce produit au plus grand nombre. A cela, il convenait également de proposer des services associés au défibrillateur tels que la maintenance et les formations à l'utilisation d'un défibrillateur au grand public. Leader et référent sur ce marché, nous sommes fiers d'avoir pu être à l'initiative des lois, des décrets et des normes en France depuis plus de 15 ans.

En 2017, une étude de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé) indiquait que la pollution de l'air représentait 14% des décès en Europe et de nombreuses maladies professionnelles. Ayant très vite compris que la qualité de l'air était un enjeu mondial de santé publique, j'ai donc décidé de créer l'activité **RECYCL'R** afin de proposer des audits de qualité de l'air intérieur (QAI) et de commercialiser des purificateurs d'air professionnels HEPA.

Mon ambition est de proposer des produits et services de qualité pour garantir le fonctionnement optimal des matériels. Et c'est pour cela que nous sommes certifiés ISO 9001, ISO 13485 et NF S99-170 depuis 2014. Nous possédons également le label Eco-Responsable, le label Solutri et le label Provigis garantissant une politique environnementale de qualité ainsi que la réduction de nos émissions de CO<sup>2</sup>.

A ce jour, notre savoir-faire a su déjà convaincre plus de 12 000 clients en France entière.

Les valeurs de loyauté, d'intégrité et de professionnalisme étant essentielles pour moi, j'ai toujours eu à cœur de m'entourer d'une équipe solide et compétente rassemblant ces valeurs pour garantir le maintien de notre réputation sur l'excellence de nos produits et sur la qualité de nos prestations.

Le marché de la santé et sécurité au travail étant en perpétuelle évolution intégrant des nouvelles obligations réglementaires et une évolution technologique importante, nous nous devons donc de proposer de nouveaux services et produits à nos clients en permanence pour les aider à rester opérationnels et en conformité avec les exigences réglementaires.

**D-SÉCURITÉ GROUPE** souhaite s'imposer comme le facilitateur global incontournable en Santé et Sécurité et c'est la raison pour laquelle, chaque jour, un grand nombre de nouveaux clients nous font confiance.



**FLASHEZ-MOI**  
POUR EN APPRENDRE DAVANTAGE  
SUR NOTRE GROUPE !

# SOMMAIRE

## 4 NOTRE GROUPE

- 5 Notre politique environnementale
- 6 Nos certifications
- 6 Infos législatives
- 7 Contact - Sites webs - Chaînes YouTube
- 8 Les 10 raisons de choisir notre groupe

## 9 NOS DÉFIBRILLATEURS

- 10 Comment bien choisir son défibrillateur ?
- 11 Coût global d'acquisition et d'utilisation
- 12 Géo'DAE
- 13 Le défibrillateur HeartSine
- 15 Application SAM TRAINER
- 16 Le pack confort
- 17 Le pack saisonnier
- 18 Le défibrillateur Physio Control
- 19 Notre maintenance

## 22 NOS ACCESSOIRES

- 22 Les accessoires HeartSine et Physio Control
- 24 Autres accessoires pour défibrillateurs

## 37 NOS COFFRES ET ARMOIRES

- 38 Nos coffres
- 39 Les coffres AIVIA
- 42 Armoires à pharmacie
- 45 Exemples d'installations
- 46 Témoignages clients



S  
O  
M  
M  
A  
I  
R  
E

**47 NOS FORMATIONS**

- 48 D-SÉCURITÉ formations
- 49 Explication de fonctionnement
- 50 Sensibilisation à l'Utilisation d'un Défibrillateur
- 51 Initiation aux Gestes d'Urgence
- 52 Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
- 53 MAC SST
- 54 Kit formateur SST

**55 NOS PURIFICATEURS D'AIR HEPA ET CAPTEURS DE CO<sup>2</sup>**

- 56 Comment bien choisir son purificateur ?
- 57 Très petits espaces
- 58 Petits espaces
- 59 Moyens espaces
- 60 Grands espaces
- 61 Accessoires et filtres
- 62 Shield
- 63 Shield compact
- 64 Capteur de CO<sup>2</sup> étalonné et pédagogique
- 65 Capteur de CO<sup>2</sup> EASY CAPT
- 65 Capteur de CO<sup>2</sup> SMART AIR
- 66 Diagnostic de la qualité de l'air
- 67 Exemples d'installations
- 68 Témoignages clients

**69 FILTRATION INDIVIDUELLE**

- 70 Masques Adultes et Adolescents UNS1
- 71 Masques Adultes Sport UNS1
- 71 Tour de cou UNS1 Adultes
- 72 Masques Enfants UNS1
- 72 Masques personnalisés UNS1
- 73 Masques FFP2
- 73 Masques chirurgicaux
- 74 Boîte prêt-à-vendre
- 74 Gels hydroalcooliques et distributeurs

**75 NOS SERVICES**

- 76 GMAO
- 77 Compte rendu d'intervention
- 78 Ils nous font confiance
- 79 Parrainage
- 81 Carte de France des chefs de secteurs
- 82 Carte de France des techniciens

**NOTRE GROUPE**

Les valeurs de notre Groupe s'articulent autour de 4 axes :

- Excellence opérationnelle
- Intégrité et transparence
- Conseils et professionnalisme
- Réactivité et proximité



Chez **D-SÉCURITÉ GROUPE**, nous vous proposons une gamme complète de solutions pulmonaires et cardiaques, nos marques RECYCL'R, Défibrillateur-France & Qualité'Air sont spécialisées dans chacun de ces domaines.

Nous intervenons dans le processus total de gestion de vos équipements. Fourniture des meilleurs produits, pose, maintenance annuelle physique certifiée sur toutes marques et plusieurs formations (à découvrir dans le catalogue) allant de l'utilisation d'un défibrillateur à la formation Sauveteurs Secouristes Du Travail pour toute taille de groupe.

Nous proposons également une large gamme d'électrodes (adultes, enfants, piles) trousse de secours, armoires à pharmacie, filtres et divers accessoires.

Nous proposons des packs à l'achat et à la location pour les défibrillateurs comme les purificateurs afin de s'ajuster au mieux à votre budget. Faites-nous confiance pour vos projets en défibrillateurs et purificateurs d'air, nous vous ferons bénéficier de notre savoir-faire et de notre expertise pour vous conseiller et vous équiper au mieux.

Nos équipes techniques et qualité sont des professionnels spécialisés, formés et certifiés.



# NOTRE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

Nous oeuvrons au quotidien pour **réduire l'impact de notre activité sur l'environnement.**

## Politique d'achat responsable et durable :

- Nous nous fournissons auprès de fabricants éco-responsables qui sont certifiés ISO 14001.
- Nous sélectionnons les produits selon la charte qualité de l'entreprise. Les produits doivent notamment avoir une durée de vie longue, des pièces détachées disponibles, une longue garantie (10 ans), être recyclables et avoir une maintenance aisée.

## Gestion et valorisation des déchets :

Nous trions et recyclons nos déchets (DEEE, papiers, cartons...) via des filières spécifiques :

- Les défibrillateurs sont repris par nos partenaires fabricants.
- Les piles et batteries sont recyclées par COREPILE.
- D'une manière générale, tous nos produits sont retraités dans des filières certifiées et agréées.

## Economies d'énergie, d'eau, de papier...:

- Notre société est dans un bâtiment BBC avec un parking engazonné pour l'infiltration de l'eau.
- Nous réutilisons les erreurs d'impression comme brouillon, n'imprimons pas les mails au maximum et avons dématérialisé ce qui peut l'être (devis, factures, etc).
- Nous n'utilisons aucune assiette, verre, ou couverts jetables.
- Notre bâtiment est équipé de l'éclairage automatique dans les parties communes.

## Sensibilisation des collaborateurs :

- Nous possédons des affichages sur les éco-gestes au sein de nos locaux.
- La sensibilisation à la politique environnementale de la société fait partie intégrante de la formation des nouveaux collaborateurs.

## Transport et déplacements responsables :

- Nous optimisons au mieux les commandes et leurs livraisons.
- Nous optimisons les tournées des techniciens et commerciaux.
- Nous avons sélectionné un transporteur qui possède un label environnemental (GLS).
- Nous organisons autant que faire se peut des réunions en visioconférences.
- Nos techniciens se déplacent en trottinettes électriques dans les grandes agglomérations pour réduire notre empreinte carbone.

## NOS CERTIFICATIONS

**D-SÉCURITÉ GROUPE** est certifié AFAQ depuis plus de 7 ans. Ce gage de certification s'est imposé en France comme à travers le monde, comme une référence sur les grands enjeux des organisations. **D-SÉCURITÉ GROUPE** possède 3 certifications.



### ISO 9001.

Cette norme définit les exigences pour la mise en place d'un système de management de la qualité (SMQ) pour les organismes souhaitant améliorer en permanence la satisfaction de leurs clients et fournir des produits et services conformes.



### ISO 13485.

La norme ISO 13845 précise les exigences des systèmes de management de la qualité (SMQ) pour l'industrie des dispositifs médicaux. Elle s'appuie sur les exigences de la norme plus générale ISO 9001:2000, dans le contexte de cette industrie.



### NF S99-170.

Cette certification démontre la qualité de la maintenance des dispositifs médicaux (prothèse, stimulateur cardiaque, défibrillateur, etc) et des compétences du personnel, éléments essentiels à la vie d'un établissement de santé, notamment dans le cadre de la continuité de fonctionnement des services.



## INFOS LÉGISLATIVES



L'installation des DAE au sein des établissements recevant du public (modulée selon la catégorie et la capacité d'accueil) présente un intérêt considérable en terme de santé publique et est donc obligatoire.

Pour rappel, **le décret n°2018-1186 du 19 décembre 2018** précise les ERP soumis à l'obligation de détenir un DAE, à savoir :

- A partir du **1<sup>er</sup> janvier 2020**, ERP de catégories 1, 2 et 3
- A partir du **1<sup>er</sup> janvier 2021**, ERP de catégories 4
- A partir du **1<sup>er</sup> janvier 2022**, certains ERP de catégories 5 (les structures d'accueil pour personnes âgées, les structures d'accueil pour personnes handicapées, les établissements de soin, les gares, les hôtels-restaurants d'altitude, les refuges de montagne, les établissements sportifs clos et couverts ainsi que les salles polyvalentes sportives).





## CE QUE DIT LA LOI CONCERNANT LA MAINTENANCE :

La maintenance de votre défibrillateur est obligatoire :

Les DAE sont en effet soumis à une obligation de maintenance selon l'article R5212-25 à 28 du Code de la santé Publique, et il en va de la responsabilité de l'exploitant de respecter la réglementation en vigueur.

Notre société, première société de tierce maintenance reconnue en France en 2007, vous propose des contrats d'entretien et de maintenance respectant les recommandations et obligations des fabricants. Nous sommes certifiés par l'AFNOR concernant la norme NF S99-170 à propos de la maintenance des dispositifs médicaux plus précisément pour la maintenance des défibrillateurs.

## POUR EN SAVOIR PLUS :

**PAR TÉLÉPHONE : 04 78 200 278**

Ou en contactant le commercial en charge de votre région (cf carte en fin de catalogue, et disponible sur notre site web).

N° d'assistance 24h/24 et 7J/7 :

**0821 819 840**

**PAR EMAIL :**

[contact@d-securite.com](mailto:contact@d-securite.com)



## DÉCOUVREZ NOS AUTRES SITES WEB :

Site institutionnel :  
[www.d-securite.com](http://www.d-securite.com)

Site d'informations :  
[www.defibrillateur-france.com](http://www.defibrillateur-france.com)

Boutiques :

Défibrillateurs : [www.achat-defibrillateur.com](http://www.achat-defibrillateur.com)

Purification de l'air : [www.recycl-r.com](http://www.recycl-r.com)

Filtration individuelle : [www.qualit-air.fr](http://www.qualit-air.fr)

Chaînes YouTube :



## LES 10 RAISONS DE CHOISIR NOTRE GROUPE

Entreprise **triple certifiée depuis 7 ans** pour la maintenance physique certifiée sur toutes les marques de défibrillateurs. Nous sommes **conformes à la nouvelle réglementation du 26 mai 2021**.

**Prêt d'un défibrillateur** en cas de panne, de vol, ou d'utilisation et **prêt d'un purificateur d'air** durant 30 jours pour essayer nos machines.

Une équipe de 12 techniciens salariés tous formateurs SST répartie **sur toute la France** vous permettant un transfert de responsabilité.

Une **équipe commerciale** à votre écoute et disponible pour vous ainsi que des sites webs spécialisés par type de produits. 04 78 200 278 - [contact@d-securite.com](mailto:contact@d-securite.com)

**Le défibrillateur** le plus léger (1,1 kilo), le plus résistant (IP56), le plus facile d'utilisation et le moins cher du marché (consommables inclus). Des **purificateurs d'air professionnels** dotés de la technologie de filtre HEPA recommandée par l'INRS et certifiés efficaces contre la COVID-19.



Nous existons depuis **15 ans**, gérons un parc de **20 000 défibrillateurs** et installons plus de **1 100 purificateurs par an**. Grâce à notre professionnalisme, plus de **12 000 clients** nous font confiance.



Une astreinte et assistance téléphonique 7J/7 et 24H/24 au **0821 819 840 (numéro gratuit)**.



**Un stock de plusieurs milliers de produits et d'accessoires** disponibles pour un départ sous quelques jours de nos entrepôts.



Des **offres tarifaires sur mesure** à l'achat : à partir de 699€ pour nos purificateurs et 899€ pour nos défibrillateurs. Ainsi que des offres à la **location à partir de moins de 1€ par jour**.



Une politique d'achat, **de valorisation des déchets, et de recyclage** initiée depuis des années pour minimiser notre impact environnemental et la reprise et le recyclage gratuit de vos anciens appareils et filtres.



# NOS DÉFIBRILLATEURS



## COMMENT BIEN CHOISIR SON DÉFIBRILLATEUR ?

### • Les défibrillateurs entièrement automatiques (DEA)

Les défibrillateurs automatiques ou entièrement automatisés sont des appareils qui, s'ils l'identifient, comme nécessaire, délivrent une décharge électrique directement, sans intervention de l'utilisateur.

### • Les défibrillateurs semi-automatiques (DSA)

Les défibrillateurs semi-automatiques ou défibrillateurs semi-automatisés nécessitent quant à eux une intervention humaine. L'appareil va préciser si le choc est nécessaire ou non, si c'est le cas c'est l'utilisateur du défibrillateur qui va déclencher le choc en appuyant sur le bouton situé sur l'appareil.

### • Et qu'en est-il d'un pacemaker ?

Le pacemaker est conçu pour intervenir en cas de troubles cardiaques comme des battements de coeur trop irréguliers, ou trop lents. C'est un système directement implanté sous la peau, sous la forme d'un boîtier. Il va alors permettre de synchroniser l'activité cardiaque avec une faible énergie. On parle alors de défibrillateur automatique implantable.

Voici alors les critères de choix quand il s'agit de retenir un modèle de défibrillateur :

- 1.** Un fabricant de qualité : il faut choisir un fabricant spécialisé dans la cardiologie et/ou les équipements médicaux et non des professionnels de l'électronique, afin d'opter pour des appareils fiables, respectant le marquage CE.
- 2.** Un SAV en France ou à minima en Europe : avoir un SAV technique en France vous permet d'obtenir des réparations sur votre défibrillateur au plus vite, le cas contraire obligeant à renvoyer l'appareil dans le pays d'origine.
- 3.** Prendre en compte le coût global : pour l'acquisition d'un défibrillateur il vous faut prendre en compte le coût à l'achat et le coût de l'entretien c'est à dire la maintenance et les consommables de votre appareil sur la durée totale de garantie.
- 4.** Pensez à votre public : le choix de l'appareil doit aussi se faire en fonction du public qui sera potentiellement utilisateur du DAE. Les appareils totalement automatisés avec une aide au massage cardiaque peuvent s'avérer être le choix le plus rassurant pour le grand public, ou des personnes non formées. Un appareil semi-automatique paraîtra plus adapté aux professionnels ou personnes formées.
- 5.** Le poids de l'appareil : encore une fois selon les publics visés, le poids est un élément essentiel. Il faut privilégier un appareil maniable et léger, de moins de 1,5 kilo pour qu'il ne soit pas encombrant et compliqué à transporter. Par exemple si vous équipez un corps de métier qui a déjà une tenue et un équipement à porter, comme les pompiers ou les policiers, le poids du défibrillateur est très important à prendre en compte.
- 6.** L'indice de protection de l'appareil : il est essentiel de prendre un appareil avec un IP le plus élevé possible. Un IP élevé permet d'avoir une machine qui résiste à l'eau, à la poussière et aux chocs.
- 7.** Le logiciel de récupération des données : le défibrillateur doit intégrer un logiciel de récupération des données afin que ces dernières puissent être transmises aux équipes médicales en cas d'utilisation du défibrillateur.
- 8.** La plage de température de l'appareil : le défibrillateur peut être stocké aussi bien en intérieur qu'en extérieur il faut donc choisir un DAE qui supporte une large amplitude de température, allant du négatif au plus de 50°, mais surtout qui doit être placé dans un coffre chauffé et ventilé pour l'extérieur.
- 9.** La maintenance du défibrillateur : il est essentiel que votre fournisseur en défibrillateur vous propose une **maintenance certifiée**. En effet les défibrillateurs sont des dispositifs médicaux de classe III, ce qui nécessite que leur maintenance soit réalisée par des techniciens habilités par les fabricants. Cela permet de garantir la qualité et le suivi des prestations effectuées, ainsi qu'une parfaite traçabilité des appareils et de leurs consommables.
- 10.** La vérification du défibrillateur : il peut être important d'avoir un appareil intégrant de la connectivité, c'est à dire une remontée d'informations sur l'état du défibrillateur. En effet certains modèles nécessitent une vérification visuelle quotidienne de leur état de fonctionnement, il faut donc prendre en compte qu'une personne doit assumer cette responsabilité et si le nombre de défibrillateurs installés est élevé (sur une commune entière par exemple) la connectivité est essentielle.




## COUT GLOBAL D'ACQUISITION ET D'UTILISATION (CONSOMMABLES ÉLECTRODES ET BATTERIE)

### HeartSine® LE DÉFIBRILLATEUR LE MOINS CHER DU MARCHÉ EN CONSOMMABLES SUR 10 ANS

Les défibrillateurs HeartSine n'ont pas d'écran LCD donc pas de changement de piles internes ou de piles simples à prévoir. Ils sont équipés d'une batterie et d'une paire d'électrodes réunies en une seule pièce (Pad-Pak) pour une maintenance facilitée et un coût global maîtrisé.

Le Pad-Pak a une durée de vie de 4 ans, contrairement à la plupart des consommables des autres marques (électrodes et batteries confondues) qui ont une durée de vie moyenne de 3 ans (hors utilisation).

NOUS PROPOSONS LES COÛTS DE CONSOMMABLES LES PLUS FAIBLES DU MARCHÉ POUR UNE QUALITÉ PREMIUM DE DÉFIBRILLATEURS<sup>1</sup>.



#### Batterie + électrodes adultes


La durée de péremption des consommables est prise en compte dans le calcul des coûts.

<sup>1</sup> Le coût des consommables de défibrillateurs sur 10 ans est calculé à partir des prix publics constatés au 01/10/21, hors AO.

#### Batterie + électrodes adultes + électrodes pédiatriques

La durée de péremption des consommables est prise en compte dans le calcul des coûts.

<sup>1</sup> Le coût des consommables de défibrillateurs sur 10 ans est calculé à partir des prix publics constatés au 01/10/21, hors AO.



## OBLIGATION DE L'EXPLOITANT



Pour lutter efficacement contre la mort subite par arrêt cardiaque, plusieurs mesures ont été prises en France ces dernières années. Parmi elles, l'obligation pour les établissements recevant du public (ERP) de s'équiper en DAE. En parallèle, la création d'une base nationale de données recensant les défibrillateurs installés dans les ERP a été mise en place, il s'agit de Géo'DAE.

### Qu'est-ce que Géo'DAE ?

Géo'DAE est une base de données nationales des défibrillateurs. C'est une marque d'État créée par le ministère des solidarités et de la santé répondant à 4 objectifs :

- Diffuser et mettre à dispositions les données à tous pour faciliter la prise en charge de l'arrêt cardiaque.
- Détenir une donnée de qualité et fiable par l'homogénéisation des pratiques et la garantie du respect du standard.
- Permettre aux exploitants de répondre à l'obligation légale de déclaration des données relatives aux DAE.
- Créer un effet d'entraînement et mobiliser un ensemble d'initiatives pour contribuer à sauver des vies.

Grâce à cette base nationale, la localisation des défibrillateurs sur le territoire français devrait être améliorée et se faire plus rapidement. Ainsi, lorsque les pompiers, les équipes de secours ou les témoins d'un malaise cardiaque auront besoin d'utiliser un DAE, ils pourront s'appuyer sur cette base pour en localiser un à proximité de leur emplacement. Cela implique donc la participation des propriétaires de ces dispositifs puisqu'il leur appartient de les déclarer dans Géo'DAE. Pour le faire, c'est assez simple. Il suffit de s'inscrire sur le site dédié, d'indiquer son numéro de SIREN et d'y décrire son/ses défibrillateur(s). Ensuite, une fois que le compte est créé, il est possible d'accéder en continu aux données, ce qui permet de les actualiser lorsque c'est nécessaire.

### Pourquoi déclarer vos défibrillateurs ?

Déclarer vos défibrillateurs est une obligation légale et votre responsabilité peut être engagée. Il s'agit en premier lieu d'une démarche citoyenne en contribuant à un enjeu de santé publique majeur. Déclarer et mettre à jour les informations relatives aux défibrillateurs automatisés externes (DAE) que vous avez installés, c'est aider les services de secours et le premier témoin d'un arrêt cardiaque à localiser un DAE pour l'utiliser sur une victime dès les toutes premières minutes, et ainsi contribuer à sauver des vies.

Cet outil présente également un autre avantage. En effet, il permettra une meilleure traçabilité, en identifiant les dates de péremption des consommables, les dates de contrôle, et le référent en charge du suivi. Ainsi, l'Etat va pouvoir diminuer le nombre de défibrillateurs qui ne seraient pas opérationnels en cas d'utilisation.

**Nous pouvons réaliser cette prestation pour vous ! Renseignez vous auprès de [contact@d-securite.com](mailto:contact@d-securite.com)**



# LE DÉFIBRILLATEUR HEARTSINE

**stryker**  
 DISTRIBUTEUR OFFICIEL

**N°1 DES VENTES**

DÉCOUVREZ LE DÉFIBRILLATEUR HEARTSINE EN PACK À LA P. 16



10 ANS GARANTIE DÉFIBRILLATEUR

Scannez les QR code pour découvrir les fiches techniques !



ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE 360P



SEMI-AUTOMATIQUE 350P



500P SEMI-AUTOMATIQUE AVEC ASSISTANCE VOCALE À LA RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE (RCP)



En option : mode connecté Gateway (Réf. GATEWAY)



Le plus petit du marché !

## DÉFIBRILLATEUR SAMARITAN PAD - SEMI AUTOMATIQUE ET AUTOMATIQUE

Portable et léger : 1,1 kilo, **le plus petit et léger du marché**

Dimensions : 200 mm x 184 mm x 48 mm

Protection optimale contre la poussière et l'eau : **IP56**

Dispositif médical de Classe III, conforme à la norme CE

Technologie cliniquement validée : Technologie exclusive d'électrodes et technologie biphasique SCOPE™. Une forme d'onde ascendante à faible consommation d'énergie qui s'ajuste automatiquement aux différences d'impédance des patients.

- **CONVIVAL** : Des invites visuelles et vocales faciles à comprendre guident le secouriste dans l'ensemble du processus de réanimation, notamment la RCP, un maillon clé de la chaîne de survie.
- **SIMPLE** : Un fonctionnement à un ou deux boutons. équipé d'un seul bouton Marche/Arrêt (et du bouton CHOC sur le SAM 350P), permet un fonctionnement direct et simple.
- **AUTOMATIQUE** : Après analyse du rythme cardiaque, un choc est délivré automatiquement (si nécessaire), ce qui évite au secouriste d'avoir à appuyer sur le bouton CHOC (valable sur le modèle SAM 360P).
- **TOUJOURS PRÊT** : Un voyant d'état du système clignote pour indiquer que l'ensemble de l'appareil est opérationnel et prêt à l'emploi. Le dispositif lance un auto-test chaque semaine.
- **INNOVANT** : Le Pad-Pak (électrodes) est une cartouche d'électrodes et de batterie intégrée à usage unique avec une seule date de péremption, ce qui permet de réaliser la maintenance en une seule opération tous les 4 ans.


L'avis de l'expert - Didier, responsable SAT (Suivi & Assistance technique) et instructeur national de secourisme :

"Un appareil compact et léger facile à transporter (idéal pour les forces de l'ordre, sauveteurs, randonneurs...). C'est un appareil robuste bénéficiant d'un degré de protection élevé contre l'intrusion d'éléments solides, de poussière & d'eau (IP56) rendant son utilisation possible lors de conditions difficiles (utilisation en piscine, sur les plages ou sur les bateaux). Très intuitif, il est simple d'utilisation avec des invites vocales claires et rassurantes. Des pictogrammes simples (collez les électrodes, ne touchez pas le patient, reprenez la réanimation). Un coût à l'achat et à l'entretien très faible (péremption des consommables à 4 ans) donc pas de mauvaise surprise sur des maintenances complémentaires (piles internes). Les consommables sont offerts lors d'une utilisation thérapeutique grâce au programme « Forward Hearts »."





# APPLICATION SAM TRAINER



## APPLICATION MOBILE (téléchargeable pour toute marque de smartphone)

Le SAM Trainer est conçu pour éduquer les sauveteurs potentiels sur les bases de l'utilisation du défibrillateur externe automatique (AED) Heartsine. Il est conçu pour fonctionner conjointement avec le Heartsine vTrainer afin de générer une expérience utilisateur similaire à celle des Heartsine SAM 350P, SAM 360P et SAM 500P avec CPR Advisor.

Cette application peut-être utilisée aussi par l'ensemble de vos intervenants sur site afin de les familiariser avec les messages vocaux.

• Téléchargez sur votre SMARTPHONE l'application SAM TRAINER sous Android ou via IOS

1. Sélectionnez votre langue.
2. Sélectionnez votre DAE : pour écouter l'ensemble des messages vocaux diffusés.
3. Appuyez sur le bouton vert ON pour commencer.

## CARACTÉRISTIQUES :

- 10 langues disponibles
- Durée de RCP réglable par l'utilisateur (sous l'onglet «i» sur l'écran de sélection de l'appareil)
- Accès rapide aux vidéos «Comment utiliser» pour les SAM 350P, SAM 360P et SAM 500P.
- Redémarrage facile de l'application à tout moment en appuyant sur le bouton de retour

# PACK DÉFIBRILLATEUR À L'ACHAT



# LE PACK CONFORT



CONTENU DU PACK
Électrodes adultes + batterie
Trousse de secours avec un masque tissu de protection
Sacoche de transport et protection
Coffre intérieur AIVIA S ou DSG (selon stock disponible)
Pack signalétique (5 PVC autocollants pour intérieur comme extérieur)
Registre de Maintenance (RSQM)
Étiquette de traçabilité obligatoire
Frais d'ouverture de compte
Mise en service + maintenance annuelle
Frais d'expédition
Éco-participation des dispositifs médicaux
<b>NOUVEAU</b> GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) - accès permanent en temps réel



## En options :

- Coffre extérieur chauffé et ventilé
- Installation du coffre par un technicien agréé (+ pose balisage + renseignement du RSQM + mise en service + formation de 20 minutes)
- Électrodes pédiatriques
- Formation SUD (Sensibilisation à l'Utilisation d'un Défibrillateur - à l'installation : 1h avec mannequin, jusqu'à 12 personnes)
- Défibrillateur HeartSine 500P (avec aide vocale à la réanimation cardiopulmonaire)



# PACK DÉFIBRILLATEUR EN LOCATION



## LE PACK SAISONNIER



### CONTENU DU PACK

Électrodes adultes + batterie

Trousse de secours avec un masque tissu de protection

Sacoche de transport et protection

Pack signalétique (5 PVC autocollants pour intérieur comme extérieur)

Matériel contrôlé par un technicien agréé et envoyé prêt à l'emploi

Frais d'ouverture de compte

Éco-participation des dispositifs médicaux

**NOUVEAU** GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur) - accès permanent en temps réel

IDÉAL DE 1 JOUR À 6 MOIS

PARFAIT POUR LES CAMPINGS, GÎTES, ET ÉVÈNEMENTIEL

SANS ENGAGEMENT (PRÉVOIR UNE CAUTION DE 1000€)

MODÈLE DE DÉFIBRILLATEUR SELON STOCK DISPONIBLE



### En options :

- Envoi postal (retour inclus)
- Électrodes adultes (supplémentaires)
- Électrodes pédiatriques
- Coffre intérieur (en métal blanc ou AIVIA S selon stock disponible)
- Support mural en métal
- Installation du coffre par un technicien agréé (pour la pose d'un coffre extérieur ou connecté les pré-requis électriques sont à la charge du client) + mise en service + pose balisage + renseignement du registre de maintenance
- Formation SUD (Sensibilisation à l'Utilisation d'un Défibrillateur - à l'installation : 1h avec mannequin, jusqu'à 12 personnes)

# LE DÉFIBRILLATEUR PHYSIO CONTROL

Ref. QCR2003



## Défibrillateur LIFEPAK CR2 - avec LIFELINKcentral\*

Facilement transportable grâce à sa poignée intégrée.

Dimensions : 274 mm x 226 mm x 97 mm.

Conçu pour les environnements les plus difficiles grâce à son IP55.

Le défibrillateur LIFEPAK CR2 utilise des graphiques simples, des instructions audibles et des fonctions automatisées pour aider les utilisateurs à rester concentrés. Le CR2 a été noté par les utilisateurs de DAE comme le plus facile à utiliser, le plus facile à entendre, et comme celui donnant le plus confiance à l'utilisateur.



\*LIFELINKcentral est un outil de gestion de l'ensemble de vos DAE, qui permet de gérer des dispositifs de différentes marques. Il suffit de saisir les données de chaque dispositif, de mettre à jour les données d'inspection et de créer des signaux d'alerte pour le remplacement de la batterie ou des électrodes. Les principales caractéristiques de LIFELINKcentral incluent :

- Surveillance à distance des données de disponibilité des DAE
- Vue cartographiée avec état visuel de disponibilité pour les contrôles de maintenance
- Signaux d'alerte en cas de situation affectant la disponibilité d'un DAE, comme une modification de l'état de la batterie
- Affichage du tableau de bord indiquant l'état de tous les sites, dispositifs DAE et certifications RCP/DAE
- Messages signalant que les batteries ou les électrodes vont être bientôt périmées ou le sont déjà
- Suivi des équipements de sécurité complémentaires, comme les extincteurs et les trousse de secours.

- Existe en option bilingue + 3G (Réf. QCR2007)
- Existe en option bilingue + WIFI (Réf. QCR2011)

**1-2** Structures en couches avec graphiques en gras, faciles à suivre. Les utilisateurs, qu'ils soient formés ou non, comprennent clairement par quelle étape débiter

**3** Electrodes QUIK STEP : se décollent directement de la base, permettant une pose plus rapide.

**4** Technologie d'analyse cprINSIGHT : analyse du rythme cardiaque au cours des compressions thoraciques sans qu'il ne soit nécessaire de faire une pause.

**5** Métronome et coaching RCP : établissement d'une cadence efficace et guidance vocale des utilisateurs, avec détection et correction de la technique selon besoin.

**6** Technologie ClearVoice : détecte les bruits de fond et ajuste le volume en conséquence pour des instructions clairement audibles.

**7** La plus haute énergie disponible : jusqu'à 360 joules pour des chocs plus efficaces selon le besoin.

**8** Bilingue : basculez entre deux langues préétablies lors de l'utilisation de l'appareil (en option).

**L'avis de l'expert - Alexandre, responsable technique :**

"Un appareil esthétique au design épuré. Connectable afin de pouvoir toujours disposer d'un défibrillateur opérationnel. Encore plus d'efficacité avec le cprINSIGHT qui permet de continuer la réanimation durant l'analyse et augmenter l'espérance de survie de la victime. Un appareil bilingue adapté aux zones touristiques. Une paire d'électrode unique adultes/enfants. Moins de coût de consommables et moins de manipulation lors de son utilisation."



## LA MAINTENANCE DE VOS DÉFIBRILLATEURS :

**La maintenance de votre défibrillateur est obligatoire** : les DAE sont en effet soumis à une obligation de maintenance selon l'article R5212-25 à 28 du Code de la santé Publique, et il en va de la responsabilité de l'exploitant de respecter la réglementation en vigueur.

Notre société, première société de tierce maintenance reconnue en France en 2007, vous propose des contrats d'entretien et de maintenance respectant les recommandations et obligations des fabricants.

Nous sommes certifiés par l'AFNOR concernant la norme NF S99-170 à propos de la maintenance des dispositifs médicaux plus précisément pour la maintenance des défibrillateurs.

La maintenance annuelle physique proposée par nos services vous garantit le bon fonctionnement de votre dispositif médical et vous permet une décharge de responsabilité, il appartient toutefois à l'exploitant de faire un contrôle visuel régulier pour constater que l'appareil est toujours à disposition et n'a pas été volé ou cassé entre les passages de maintenance.

### NOUS PROPOSONS :

- Des prestations ponctuelles d'entretien et de maintenance.
- Des contrats incluant de nombreuses prestations telles que l'assistance 24/24h et 7/7j, le prêt de matériel en cas de panne et l'accès au registre de sécurité virtuel (dématérialisé).
- Des interventions sur toutes les marques et modèles de défibrillateurs et nous fournissons les consommables (électrodes et batteries).

Notre maintenance c'est **25 points de contrôles** effectués par nos techniciens professionnels : du nettoyage de votre défibrillateur jusqu'au logiciel en passant par une vérification du niveau de charge des batteries.



**Vérification des points de contrôle**  
(liste détaillée)



**Remise d'un rapport détaillé de maintenance**  
(envoi après intervention via notre plateforme d'accès client)



**Inscription dans la base de données nationale « Géo'DAE »**



**Maintenance corrective si nécessaire\***

## NOS 25 POINTS DE CONTRÔLE LORS DE LA MAINTENANCE

- |   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| <b>N°1</b> : Couleur et clignotement du témoin visuel de l'appareil : vert en cas de bon fonctionnement et rouge en cas de dysfonctionnement. | <b>N°6</b> : Sachet des électrodes hermétique. Si les électrodes ont fait l'objet d'une utilisation elles devront être systématiquement remplacées. | <b>N°10</b> : Dates limites de péremption des consommables (électrodes, batterie, kit de secours...).  | <b>N°15</b> : Conformité des éléments de signalétique des DAE selon la réglementation.                               | <b>N°21</b> : Test de l'appareil au moyen d'un boîtier simulateur / absorbeur de choc (conforme aux recommandations du fabricant). |
| <b>N°2</b> : Niveau de charge de la batterie (selon modèle) et de son état général (émission de messages vocaux selon modèle).                | <b>N°7</b> : Électrodes bien connectées au défibrillateur.  | <b>N°11</b> : Bon fonctionnement des voyants d'indication (LED).   | <b>N°16</b> : Mise à jour logicielle des défibrillateurs en fonction des évolutions techniques et/ou réglementaires. | <b>N°22</b> : Bon état de lisibilité des indications de traçabilité (code-barres, numéros de série, lot etc.).                     |
| <b>N°3</b> : Changement de la batterie (consommable) en cas de dépassement des seuils limites.  | <b>N°8</b> : Câbles des électrodes ne comportant ni craquelures, ni coupures et n'étant pas pincés en débordant sous un couvercle mal refermé.      | <b>N°12</b> : Absence de bruit à la manipulation du DAE.   | <b>N°17</b> : Codes erreurs s'il y a et résolution ou prise en charge SAV.   | <b>N°23</b> : Remplissage des étiquettes de maintenance et d'identification.   |
| <b>N°4</b> : Instructions vocales, guidant l'utilisateur dans le placement des électrodes.  | <b>N°9</b> : Pas de dommage ou d'usure excessive tant sur les accessoires que sur l'appareil lui-même.  | <b>N°13</b> : Absence de craquelure sur le boîtier et la sacoche de l'appareil.  | <b>N°18</b> : Reset de la mémoire après contrôle.  | <b>N°24</b> : Remplissage du registre de sécurité et de maintenance.   |
| <b>N°5</b> : Informations lisibles sur l'écran intérieur pour les malentendants, se   |   | <b>N°14</b> : Coffre ou support (modèle, état, traçabilité, branchement électrique, alarme, chauffage, téléphone, caméra, espace de dégagement obligatoire, implantation, support...). | <b>N°19</b> : Passage de l'heure été/hiver et synchronisation.   | <b>N°25</b> : Établissement d'un rapport de maintenance.   |

## QUELS SONT LES PRINCIPAUX AVANTAGES D'UNE MAINTENANCE RÉALISÉE PAR NOS SOINS ?

**Nous nous occupons de tout, et vous garantissons la tranquillité.**

La maintenance va porter sur :

- La vérification globale du bon fonctionnement du défibrillateur et des accessoires
- La vérification des mises à jour
- La détection d'un éventuel dysfonctionnement pouvant servir de rappel d'une série défectueuse ou non conforme
- La limitation des pannes du défibrillateur
- Nous remettons systématiquement un rapport d'intervention détaillé dématérialisé.

## LES AVANTAGES DE PASSER PAR NOS TECHNICIENS POUR LA MAINTENANCE DE VOS DÉFIBRILLATEURS :

- Vous bénéficiez d'une maintenance certifiée ISO NF S99-170, ISO 9001, ISO 13485. Nous réalisons une vingtaine de points de contrôle.
- Le principal avantage de passer par nos services, c'est votre décharge totale de responsabilité. En effet, nous vérifions chaque année plus de 20 000 défibrillateurs et nous opérons un suivi complet sur la péremption de vos consommables.
- Nous avons aussi un suivi sur votre coffre car un coffre extérieur mal alimenté peut endommager le défibrillateur.
- Un rapport détaillé d'intervention vous est transmis chaque année.

Pour finir, il y a de nombreux avantages à passer par notre société pour la maintenance de votre ou vos appareils :

- **En cas d'indisponibilité de votre matériel (panne, vol, détérioration...) nous vous prêtons un appareil équivalent.**
- **Assistance en cas d'utilisation : récupération des données et remise en fonctionnement du défibrillateur (délai de 24h à 72h).**
- **Assistance 24h/24 7j/7 sur ligne d'astreinte : 0821 819 840 (numéro gratuit).**



# DÉFIBRILLATEUR FRANCE

www.defibrillateur-france.com



## CONTRAT DE MAINTENANCE POUR DÉFIBRILLATEURS

### ÉTAPE PRÉALABLE - EXPERTISE DE VOTRE MATÉRIEL (PARC EXISTANT)

(Obligatoire avant toute adhésion à un contrat de maintenance)

- > **Récupération et contrôle de l'ensemble du dispositif médical.** (emplacement, N° lot, dates de péremption, N° de série du défibrillateur, marque et modèle...).
- > **Vérification du bon fonctionnement de l'appareil.** (données internes, auto-tests, nettoyage, coffre, logiciel...).
- > **Validation du respect de la traçabilité et de la réglementation en vigueur.**
- > **Contrôle des signalétiques et du registre de maintenance (RSQM).**

La possibilité de souscrire à un contrat de maintenance ne pourra être confirmée qu'après validation de l'expertise par le technicien. Si l'expertise est validée passage sous contrat de maintenance.

### CONTRAT DE MAINTENANCE ANNUELLE OBLIGATOIRE\*

#### 25 points de contrôle

- > Mise en service du matériel sur parc neuf ou remise en état sur parc existant.
- > Vérification du bon fonctionnement de l'équipement en fonction des directives imposées par le fabricant.
- > Vérification du % de la batterie et tests de choc effectués (selon le modèle).
- > Vérification et pose de la signalétique.
- > Contrôle et tests des logiciels du matériel et mise à jour si nécessaire.
- > Remise en état gratuite (hors consommables) après utilisation et récupération des données.
- > Nettoyage de tous les matériels (coffre, sacoche, défibrillateurs)
- > Remplissage du registre de la maintenance.
- > Prêt d'un matériel gratuit en cas de panne, de vol, de dégradation ou d'utilisation.
- > GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur). **NOUVEAU**
- > Transfert de responsabilité.
- > Déjà conforme à la réglementation du 26 mai 2021.
- > Certifiée sur tous les protocoles de maintenance de tous les fabricants.
- > Numéro d'assistance 24h/7 (0821 819 840).

Les prix des maintenances peuvent être dégressifs en fonction de la proximité des sites et des quantités.

(\* ) Contrat de maintenance obligatoire selon l'arrêté du 3 mars 2003 : fixant les listes des dispositifs médicaux soumis à l'obligation de maintenance et au contrôle de qualité mentionnés aux articles L. 5212 1 et D. 665 5 3 du code de la santé publique.

(\*\*) Autocollant DAE obligatoire, conforme à l'arrêté du 29 octobre 2019 relatif aux modalités de signalisation des DAE dans les ERP et respectant les recommandations de l'ANSM.



Conforme à la réglementation Européenne

#### Autocollant DAE (10x15cm) OBLIGATOIRE\*\*



### REGISTRE DE MAINTENANCE (RSQM)



#### Registre de Sécurité, de Qualité et de Maintenance OBLIGATOIRE\*

selon l'arrêté du 3 mars 2003. Il sert pour les défibrillateurs, les armoires à pharmacie et pour la formation de secourisme.

### KIT 5 SIGNALÉTIQUES PVC AUTOCOLLANTS

(pour intérieur comme extérieur)

CONFORME AU DÉCRET DU 29/10/19 OBLIGATOIRE\*\*

Autocollant 30x10cm  
 Autocollant 30x10cm  
 Autocollant 10x30cm  
 Autocollant 15x10cm  
 Autocollant 10x15cm



## ACCESSOIRES HEARTSINE & PHYSIO CONTROL



SACOCHÉ DE TRANSPORT POUR DÉFIBRILLATEUR HEARTSINE Réf. SP040

- Défibrillateur utilisable dans sa sacoche
- Fermeture par zip
- Grande poche de rangement à l'arrière
- Anse de portage
- Étanche à l'eau et à la poussière
- Couleurs : jaune et bleue
- Matière : plastique
- Dimensions : 22 cm x 22 cm x 10 cm
- Poids : 485g



Réf. SP050

SAC À DOS DE TRANSPORT

- Matériau : polyester respirant
- Dimensions : L 220 x H 360 x D 160 mm
- Poids : 2,7 kg pour le sac contenant le DAE, les palettes et le kit de premiers secours
- Couleurs : rouge et noir



IDÉAL POUR LES SECOURISTES

Le sac à dos est équipé d'un compartiment spécial pour le DAE avec une pochette interne permettant de stocker les électrodes adultes et pédiatriques. Il y a également une petite poche pour le kit de premier secours.



Réf. SP010

Réf. SP012

#### PAD PAK ADULTES SAMARITAN PAD

Marque : Heartsine

- Durée de vie : 4 ans
- Poids : 260g

#### PAD PAK ENFANTS SAMARITAN PAD

Marque : Heartsine

- Durée de vie : 4 ans
- Poids : 280g

Le Pad Pak adultes comprend une cassette qui combine la pile et les électrodes à énergie réduite, pour les défibrillateurs Samaritan Pad 350P, 360P et SAM 500P. D'une durée de vie de quatre ans à compter de la date de fabrication, le Pad-Pak permet de réaliser des économies considérables par rapport à d'autres défibrillateurs qui nécessitent le remplacement séparé des électrodes et de la batterie.

Pad-Pak et Pediatric-Pak avec des électrodes pré-montées : L'intelligence intégrée du HeartSine samaritan PAD et le Paediatric-Pak unique garantissent des niveaux énergétiques appropriés (50 joules) pour les enfants âgés de 1 à 8 ans ou jusqu'à 25kg. D'une durée de vie de quatre ans à compter de la date de fabrication, le Pad-Pak permet de réaliser des économies considérables par rapport à d'autres défibrillateurs qui nécessitent le remplacement séparé des électrodes et de la batterie.



**SACOCHE DE PORTAGE CR2**

Réf. CR2040

- Dimensions : H 300 x L 250 x P 150 mm
- Poids : 750 g
- Fermeture par zip
- Anse de portage
- Étanche à l'eau et à la poussière
- Fenêtre de visualisation du voyant de contrôle et poche intérieure de rangement des électrodes et autres accessoires.



Réf. CR2010

**Électrodes adultes et enfants CR2**

Patches pouvant être utilisés sur patients et adultes et pédiatriques.

- Péréemption : 4 ans.
- Le mode pédiatrique délivre des niveaux d'énergie plus faibles appropriés pour les jeunes enfants sans avoir à changer d'électrodes.



Réf. CR2020

**Batterie Lithium CR2**

Type : Lithium-dioxyde de manganèse.

- Péréemption : 4 ans.
  - Poids : 0,3 kg.
- Fournit (à 20°C) 166 décharges à 200 joules (avec une minute de RCP entre les chocs) ou 103 décharges à 360 joules (avec une minute de RCP entre les chocs) ou 800 minutes d'utilisation.



**KIT CHARGE PACK CR PLUS**

Réf. CR+010

**Kit charge Pack CR Plus (Réf. LP010)**

- Contient : 1 pile au lithium + une paire d'électrodes adulte.
- Péréemption : 2 ans.
- Compatibilité : tous les modèles Physiocontrol Lifepak CR Plus et Express

La pile peut délivrer 30 chocs de 360 joules. Le Charge-Pak (pile + électrodes) ne sont pas vendus séparément et devront donc toujours être remplacés en même temps.



**PAIRE D'ÉLECTRODES PÉDIATRIQUES**

Réf. CR+012

Paire d'électrodes pédiatriques pour Physiocontrol Medtronic  
 Pour une utilisation sur les enfants de moins de 8 ans et de moins de 25 kg.  
 Durée de vie : 2 ans



**TROUSSE DE PREMIERS SECOURS DEA**

Réf. KPS014

Trousse de secours DEA (toutes marques confondues) souple en nylon avec 1 fermeture éclair. Elle possède un passant pour la fixation à la ceinture + un mousqueton, une poche intérieure transparente et une poche "nid d'abeille" à fermeture éclair. Coloris : rouge. Dimensions : 14,5 \* 10 \* 6 cm.

La trousse contient :

- 1 rasoir double lame à usage unique
- 2 serviettes nettoyantes désinfectantes
- 1 paire de gants vinyl 8/9
- 1 paire de ciseaux Jesco 14 cm
- 1 serviette de soin non-tissé 20 \* 20 cm
- 1 masque de bouche à bouche



Réf. KPS015

**TROUSSE DE SECOURS**

Trousse de secours souple en nylon avec 1 fermeture éclair. Coloris : bleu. Dimensions : 20 \* 10 \* 5 cm.

La trousse contient :

- 1 couverture de survie
- 3 tampons pré-impregnés bactéricide à l'unité
- 3 compresses de gaz tissées stériles dépliées : 10\*10 cm
- 1 pince à écharde
- 1 sachet de 2 gants vinyles stériles
- 1 paire de ciseaux lister 8 cm
- 2 serviettes nettoyantes désinfectantes
- 1 masque de protection bouche à bouche
- Sparadrap adhésif microporeux
- 1 rasoir jetable

*Il s'agit d'un dispositif médical à usage unique soumis à la norme 13485 du règlement européen sur les dispositifs médicaux.*





Réf. EED50

**PACK BALISAGE 5 PVC AUTOCOLLANTS**

- Conforme aux dispositions de l'arrêté du 29 octobre 2019
- Les modèles respectent les formats, couleurs, et typographies imposées par la réglementation (décret du 29 octobre 2019)
- **2 EN 1** : Compatible pour un balisage en intérieur comme en extérieur
- Couleur : vert
- DAE 1 : Horizontal - Flèche droite - 30 x 10 cm
- DAE 2 : Horizontal - Flèche gauche - 30 x 10 cm
- DAE 3 : Vertical - Flèche bas - 10 x 30 cm
- DAE 4 : Vertical - 10 x 15 cm
- DAE 5 : Horizontal - 15 x 10 cm
- Étiquette rouge de maintenance (obligatoire selon le décret du 29/10/19) : 15 x 10 cm



**CARDIO FIRST ANGEL - AIDE À LA RCP**

Réf. FE014

**BOITIER D'AIDE À LA RÉANIMATION CARDIO-PULMONAIRE "CARDIO FIRST ANGEL"**

Le cardio-first angel est un boîtier d'aide à la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) qui s'utilise en complément d'un défibrillateur face à une victime en arrêt cardiaque. Il permet de localiser précisément et rapidement l'endroit du massage cardiaque et aide à positionner les mains grâce à son schéma situé sur le bouton poussoir. Il permet la maîtrise de la pression exercée sur le thorax de la victime grâce à un indicateur sonore se traduisant par "clac-clac".

Livré avec boîte de protection.  
 Dimensions : H 5 cm \* L 16 cm \* l 11 cm  
 Poids : 140 g.



L'avis de l'expert - Rayane, technicien formateur :

"Le compagnon idéal pour un massage cardiaque efficace. Simple d'utilisation il permet de s'assurer que la profondeur nécessaire à la compression thoracique est atteinte."

**COUVERTURE DE SURVIE**

Réf. COV02

Réalisée en polyester métallisé, indispensable pour les premiers secours aux blessés, elle protège de la chaleur (côté doré - argenté à l'extérieur), du froid et des intempéries (côté argent - doré à l'extérieur).

Elle reflète 90 % du rayonnement calorifique.

Cette couverture convient également pour le camping, le bivouac, l'alpinisme, le ski, le nautisme, etc.

Dimensions: 160 cm \* 210 cm



**TAPIS ISOLANT**

Réf. TAPIS



Tapis isolant en élastomère pour travaux sous tension et hors tension. Utilisable lors des défibrillations. Il possède un motif antidérapant sur les deux faces et il permet l'isolation de l'opérateur du potentiel terre. Il est sans halogène pour plus de sécurité en cas d'incendie. Composé sans plomb, mercure, Damium, Chrome, PBB et PBDE. Notre tapis isolant est conforme RoHS2, REACH, conforme à la norme internationale IEC 61111 et il s'agit d'un dispositif de classe 2C.

- Dimensions : 60 cm \* 100 cm
- Épaisseur : 3 mm
- Poids : 5,3 kg
- Matériau : élastomère
- Utilisation de -40° C à +55° C



L'avis de l'expert - Didier, responsable SAT (Suivi & Assistance technique) et instructeur national de secourisme :

"L'arrêt cardiaque peut survenir n'importe où ! Si le dégagement de la victime n'est pas réalisable et qu'elle est sur une surface conductrice, il peut s'avérer nécessaire d'isoler la victime du sol (cf. recommandations pédagogiques PSC1). Ce tapis permet de réaliser une défibrillation de qualité en limitant les pertes d'énergie."

Réf. RQSM01

**REGISTRE DE SÉCURITÉ, DE QUALITÉ ET DE MAINTENANCE**

Le Registre de Sécurité, de Qualité et de Maintenance (RSQM) est un document obligatoire pour les Etablissements Recevant du Public (ERP) car il est nécessaire pour les inspecteurs lors des commissions de sécurité. Le registre comporte plusieurs rubriques destinées aux actions de Santé de l'établissement.

Le RSQM est composé des rubriques suivantes :

- Information générale de l'établissement et du CHSCT
- Armoire à pharmacie (Contenu de l'armoire ou de la trousse - tableau de suivi)
- Information sur les Centres anti-Poisons
- Les formations secourismes
- Défibrillateur Automatisé Externe (DAE)
- Qualité de l'air
- Registre de Santé et de Sécurité au Travail
- Autres vérifications

Registre de sécurité, de qualité et de maintenance

RSQM

**MÉMO SITUATIONS D'URGENCES**

Réf. MEMO

**MÉMO SITUATIONS D'URGENCE**

Rappel des conduites à tenir



Ce livret récapitule les conduites à tenir dans différentes situations d'urgence.

Le Mémo est composé des rubriques suivantes :

- Perte de connaissance
- L'arrêt cardiaque
- Le saignement abondant
- L'utilisation d'un extincteur
- L'évacuation
- La signalisation de sécurité



# ZOLL :



**PAIRE D'ÉLECTRODES ADULTES CRPD PADZ MONO BLOC** Réf. ZA010

**PAIRE D'ÉLECTRODES ADULTES CRPD PADZ MONO BLOC ZOLL** (Réf. ZA010)  
 Avec sensor de compression et rythme + trousse médicale.  
 Péréemption à 5 ans.  
 Gel conducteur : hydrogel polymère.  
 Élément conducteur : étain.  
 Emballage : sachet en laminé d'aluminium multi-couches.  
 Classe d'impédance : basse.



Réf. ZA011

**PAIRE D'ÉLECTRODES ADULTES SIMPLES ZOLL STAT PADZ II**  
 Sans sensor de compression et rythme cardiaque.  
 Péréemption à 2 ans.  
 Spécialement conçue pour être utilisées avec le défibrillateur ZOLL AED Plus ou ZOLL AED Pro.




**PILES AU LITHIUM** Réf. ZA020

Lot de 10 piles  
 Marque : Duracell / Procell  
 Compatible ZOLL AED3



**BATTERIE LITHIUM** Réf. ZA3020

**Batterie pour AED 3 lithium**  
 Marque : ZOLL  
 Péréemption à 5 ans.  
 Durée de conservation de la batterie : conserver pendant 2 ans au maximum à 23° avant de l'installer dans l'AED 3 pour préserver la durée de vie indiquée.  
 Température : 0 à 50°.



**PAIRE D'ÉLECTRODES ADULTE ET ENFANT CPR UNI-PAD** Réf. ZA3010

Paire d'électrodes pour adulte et pour enfant avec sensor de compression et rythme. Utilisation simple : permet d'intervenir autant sur les adultes que les enfants en appuyant simplement sur un bouton "mode enfant". Compatible avec le modèle automatique ou semi-automatique ZOLL AED3 Péréemption : 5 ans.

# PHILIPS :



Réf. HS1010

**PAIRE D'ÉLECTRODES ADULTES PHILIPS HS1**  
 Les électrodes sont pré-connectées, garantissant que votre défibrillateur est toujours en état de marche.  
 Péréemption à 2 ans.  
 Longueur du câble d'électrode : 137,1 cm  
 Détection du stimulateur cardiaque (uniquement en mode "avancé")  
 Conserver à une température entre 0 et 50° C.



Réf. HS1012

**PAIRE D'ÉLECTRODES PÉDIATRIQUES PHILIPS HS1**  
 Électrodes nourrissons/enfants.  
 Auto-adhésif.  
 Péréemption à 2 ans.  
 Longueur du câble d'électrodes : 137,1 cm.  
 Détection du stimulateur cardiaque (uniquement en mode "avancé")  
 Conserver à une température entre 0 et 50° C.



**BATTERIE LITHIUM PHILIPS** Réf. HS1020

**Batterie pour PHILIPS HS1 et FRX**  
 Date limite d'insertion indiquée sur la batterie (5 ans après fabrication).  
 Autonomie : 200 chocs ou 4h d'utilisation (sans choc) ou 5 ans de veille.  
 L'appareil doit être stocké dans des conditions standards, en veille.  
 Durée de vie : 5 ans.  
 Non rechargeable.



Réf. FRX010

**PAIRE D'ÉLECTRODES ADULTES FRX**

Paire d'électrodes adultes pour défibrillateur PHILIPS FRX  
 Ces électrodes sont utilisables chez l'adulte comme chez l'enfant à condition d'utiliser la clé pédiatrique enfant/nourrisson.  
 Péréemption à 2 ans.



Réf. FRX012

**CLÉ ENFANT / NOUVEAU NÉ**

Clé pédiatrique qui permet le réglage du défibrillateur PHILIPS FRX en mode enfant / nourrisson. Cela permet d'utiliser les électrodes adultes sur des victimes de moins de 8 ans ou de moins de 25 kilos.



**ELECTRODES PRÉ-CONNECTÉES ADULTES TAG RFID** Réf. PA010

**Électrodes pré-connectées adulte avec TAG RFID**

Ces électrodes sont compatibles avec les défibrillateurs SCHILLER FRED PA-1 et FRED Easyport.  
 Le Tag RFID permet d'indiquer, par un voyant lumineux sur votre défibrillateur, que la date de péremption des électrodes est atteinte. Le voyant s'allume 2 mois avant l'échéance.  
 Durée de vie : environ 30 mois.

**SCHILLER :**



**BATTERIE LITHIUM SCHILLER** Réf. FE020

**Batterie pour SCHILLER FRED EASY/SKITY**

Batterie au lithium pour défibrillateur FRED EASY de Schiller.  
 Autonomie : 200 chocs électriques de 150 joules ou 7 heures de fonctionnement (sans choc) ou 5 ans de veille.  
 Durée de vie : 5 ans.  
 Non rechargeable.



Réf. PA011

**PAIRE D'ÉLECTRODES ENFANTS FRED PA-1 ET FRED EASYPORT**

Électrodes pré-connectées et auto-adhésives à usage unique.  
 Péréemption : 18 à 20 mois.



Réf. PA031

**CARTE MÉMOIRE SD POUR DONNÉES MÉDICALES**

Carte mémoire SD à insérer dans le défibrillateur afin de stocker les données médicales pour transmission aux établissements de santé en cas d'utilisation du matériel.  
 Compatible avec le défibrillateur SCHILLER FRED PA-1 et FRED EASYPORT.



Réf. FE010

**PAIRE D'ÉLECTRODES ADULTES POUR SCHILLER FRED EASY/SKITY**

Électrodes pré-connectées et auto-adhésives.  
 Péréemption à 2 ans.  
 Longueur du câble : 1,90 m.



Réf. FE013

**PAIRE D'ÉLECTRODES COLLABLES PÉDIATRIQUES POUR SCHILLER FRED EASY**

Électrodes pour enfant auto-adhésives et non pré-connectées.  
 Utilisable avec le DAE FRED EASY.  
 Convient pour des enfants de 1 à 8 ans.  
 Énergie délivrée (50 joules) et taille adaptée à la corpulence des enfants.  
 Longueur du câble 1,60m.



**BATTERIE LITHIUM SCHILLER** Réf. PA020

**Batterie pour SCHILLER FRED PA-1**

Batterie au lithium pour défibrillateur FRED PA-1 de SCHILLER.  
 Autonomie : 140 chocs électriques ou 6 ans de veille (sans utilisation).  
 La fonction d'autotest du défibrillateur cardiaque indique via signal lumineux lorsqu'il est nécessaire de remplacer la batterie.



Réf. FE031

**CARTE MÉMOIRE SD**  
 Carte mémoire SD pour données médicales provenant des DAE modèle FRED EASY, FRED EASY LIFE et SKITY.



Réf. FEP02

**BATTERIE LITHIUM SCHILLER**  
 Batterie SCHILLER au lithium pour défibrillateur FRED EASYPORT  
 Autonomie : 300 chocs électriques ou 5 ans de veille (sans utilisation).

**PAIRE D'ÉLECTRODES ADULTES CARDIAC SCIENCE** Réf. PG5010



**PAIRE D'ÉLECTRODES ADULTES POUR Powerheart G5 Cardiac Science**  
 Paire d'électrodes adultes non polarisées avec capteur d'aide à la réanimation cardiopulmonaire. Cette aide permet de guider le sauveteur dans l'efficacité du massage cardiaque en donnant des feedbacks en temps réel sur l'efficacité des compressions thoraciques (en profondeur et en rythme).  
 Périemption à 2 ans.



Réf. PG5012

**PAIRE D'ÉLECTRODES PÉDIATRIQUES POUR POWERHEART G5 CARDIAC SCIENCE**  
 Électrodes pédiatriques auto-adhésives, sans latex et délivrant un choc électrique limité pour s'adapter au gabarit d'un enfant (50 joules).  
 Pour les enfants de moins de 8 ans ou 25 kg.  
 Périemption à 2 ans.  
 Longueur du câble : 1,90 m.



Réf. PG5011

**PAIRE D'ÉLECTRODES ADULTES POUR POWERHEART G5 CARDIAC SCIENCE**  
 Les électrodes non polarisées utilisent un connecteur pré-connecté pour accélérer l'intervention.  
 Conçues pour les adultes  
 Périemption à 2 ans.

**CARDIAC SCIENCE :**



Réf. PG012

**PAIRE D'ÉLECTRODES PÉDIATRIQUES POUR POWERHEART G3 PLUS CARDIAC SCIENCE**  
 Électrodes pédiatriques adhésives et hypoallergéniques pour les défibrillateurs Cardiac Science G3, G3 Plus, et G3 Pro.  
 Utilisable sur les enfants de moins de 8 ans ou moins de 25 kg.  
 Le niveau d'énergie est limité à 50 joules pour traiter les jeunes enfants.  
 Périemption à 2 ans.



Réf. PG010

**PAIRE D'ÉLECTRODES ADULTES POWERHEART G3 PLUS CARDIAC SCIENCE**  
 Électrodes pour adultes pré-gélifiées, autocollantes, jetables, non polarisées.  
 Périemption à 2 ans.  
 Usage unique.

**BATTERIE LITHIUM CARDIAC SCIENCE** Réf. PG020



**Batterie pour défibrillateur Powerheart G3 et G3 Plus.**  
 Pile au lithium IntelliSense jaune, conçue pour le DAE G3 et G3 Plus.  
 Durée de vie en veille : 5 ans.  
 Capable de délivrer 300 chocs ou d'être utilisée sur une durée de 20h.

**BATTERIE LITHIUM CARDIAC SCIENCE** Réf. PG5020



**Batterie pour défibrillateur Powerheart G5 Cardiac Science**  
 Pile au lithium IntelliSense orange, conçue pour le DAE G5.  
 Chaque batterie peut administrer jusqu'à 500 chocs ou 20 heures d'utilisation opérationnelle continue.  
 Durée de vie en veille : 4 ans.  
 Capable de délivrer 300 chocs ou d'être utilisée sur une durée de 20h.



**CARTE MÉMOIRE**

Réf. DEB031

Carte mémoire pour défibrillateur DEFIBTECH LIFELINE et LIFEVIEW  
 Enregistrement de 12h.  
 Dimensions (L\*P): 30 mm\*25 mm\* 10 mm  
 Poids : 10 grammes.

**CU MEDICAL COLSON :**



**ÉLECTRODES ADULTES**

Réf. SP1010



Paire d'électrodes adultes pour défibrillateur COLSON I-PAD SP1  
 Electrodes pré-connectées convenant à un patient de plus de 8 ans ou de plus de 25 kg.  
 Compatibles uniquement avec le défibrillateur I-PAD SP1.  
 Durée de vie : 2 ans.

**SAVER ONE :**



Réf. SAV010



Réf. SAV012

**ÉLECTRODES ADULTES PRÉCONNECTÉES**

Paire d'électrodes adultes pré-connectées (câble de connexion extérieur) pour défibrillateur SAVER ONE.  
 Auto-adhésives et pré-gélifiées pour connexion directe aux câbles.  
 Durée de vie : 30 mois.

**ÉLECTRODES PÉDIATRIQUES**

Paire d'électrodes pédiatriques pour défibrillateur SAVER ONE.  
 Spécialement conçues pour des enfants de moins de 8 ans et/ou dont le poids est inférieur à 25 kg.  
 Auto-adhésives et pré-gélifiées avec connexion directe aux câbles.  
 Durée de vie : 30 mois.

Réf. SP1012

**ÉLECTRODES PÉDIATRIQUES**

Paire d'électrodes pédiatriques pour défibrillateur COLSON I-PAD SP1  
 Electrodes auto-adhésives convenant aux patients de moins de 8 ans ou de moins de 25 kg.  
 Compatibles uniquement avec le défibrillateur I-PAD SP1.  
 Durée de vie : 2 ans.



Réf. SAV020



Réf. SAV021

**BATTERIE POUR SAVER ONE ANCIENNE GÉNÉRATION**

Pile au lithium pour Saver One ancienne génération, c'est à dire, pour les défibrillateurs produits avant septembre 2013.  
 Capacité de 300 chocs. Non rechargeable.  
 Limite de température : 20° (+/- 10°)  
 Garantie : 4 ans en veille.

**BATTERIE POUR SAVER ONE NOUVELLE GÉNÉRATION**

Pile au lithium pour Saver One nouvelle génération, c'est à dire, pour les défibrillateurs produits après septembre 2013.  
 Capacité de 300 chocs. Non rechargeable.  
 Limite de température : 20° (+/- 10°)  
 Garantie : 5 ans en veille.



Réf. SP1020

**BATTERIE DE RECHANGE**

Batterie pour défibrillateur COLSON I-PAD SP1.  
 Fonctionne au lithium avec une capacité de 200 chocs.  
 Limite de température : -20°C à +60°C.  
 Durée de vie : 4 à 5 ans en veille.



Réf. NF010

**ÉLECTRODES ADULTES**

Paire d'électrodes adultes pré-connectées pour défibrillateur COLSON I-PAD NF1200.  
 Convient aux adultes ou aux personnes de plus de 25 kilos.  
 Durée de vie : 2 ans.



Réf. NF012

## ÉLECTRODES PÉDIATRIQUES

Paire d'électrodes pédiatriques pour défibrillateur COLSON I-PAD NF1200.

Convient aux victimes âgées entre 1 et 8 ans ou pesant moins de 25 kg.

Indications de placement des électrodes sur l'emballage.

A conserver dans des températures entre 0° C et 43° C.

Durée de vie : 2 ans.



Réf. NF020

## BATTERIE DE RECHARGE

Batterie pour défibrillateur COLSON I-PAD NF1200.

Fonctionne au lithium avec une capacité de 200 chocs.

A conserver dans des températures entre -20° C et +60° C.

Durée de vie : 3,5 ans en veille.

# DEFIBTECH :



Réf. DEB010

## ELECTRODES ADULTES SIMPLES

Paire d'électrodes adultes simple pour défibrillateur DEFIBTECH LIFELINE.

Convient uniquement pour les adultes.

Durée de vie : 2 ans.



Réf. DEB012

## ÉLECTRODES ENFANTS SIMPLES

Paire d'électrodes enfants simple pour défibrillateur DEFIBTECH LIFELINE

Convient pour les enfants de moins de 8 ans comme pour les nourrissons.

Durée de vie : 2 ans.



Réf. DEB020

## BATTERIE DE RECHARGE

Batterie de recharge pour défibrillateur DEFIBTECH LIFELINE.

Permet de délivrer 125 chocs ou 8 heures d'utilisation opérationnelle en continue.

Durée de vie : 5 ans.



Réf. DEB025

## ÉLECTRODES ADULTES SIMPLES

Paire d'électrodes adultes simple pour défibrillateur DEFIBTECH LIFEVIEW.

le défibrillateur vous indique par un signal sonore lorsque les électrodes arrivent à échéance.

Durée de vie : 2 ans.

## PILE DE RECHARGE

Pile de recharge pour défibrillateur DEFIBTECH LIFEVIEW. Permet de délivrer 125 chocs ou 8 heures d'utilisation.

Durée de vie : 4 ans.



STOCK, DE PLUS DE 200 PIÈCES, DISPONIBLE SOUS 48H

TOUTES NOS PIÈCES SONT D'ORIGINE CERTIFIÉE PAR LE FABRICANT

# MINDRAY :



Réf. MIND010

## PAIRE D'ÉLECTRODES MIXTES POUR DSA MINDRAY BENEHEART D1

Paire d'électrodes pour défibrillateur semi automatisé Mindray Beneheart D1.

Convient pour les adultes comme pour les enfants.

Durée de vie : 1,5 à 2 ans.



Réf. MIND020

## BATTERIE POUR DSA MINDRAY BENEHEART D1

Batterie pour défibrillateur semi-automatisé Mindray Beneheart D1.

Durée de vie : 4 ans à partir de la mise en place dans le défibrillateur.



Réf. MINDELEC1C2

## PAIRE D'ÉLECTRODES MIXTES POUR DSA MINDRAY BENEHEART C1A ET C2

Paire d'électrodes pour défibrillateur semi automatisé Mindray Beneheart C1A et C2.

Convient pour les adultes comme pour les enfants.

Durée de vie : 5 ans.



Réf. DEB021

## PILE 9 VOLT LITHIUM

Pile 9 volt à insérer dans la pile principale.

Elle alimente l'indicateur d'état opérationnel du défibrillateur.

A changer une fois par an.

Durée de vie : 5 ans.



Réf. DEB015



Réf. MINDBATT1C2

## BATTERIE POUR DSA MINDRAY BENEHEART C1A ET C2

Batterie pour défibrillateur semi-automatisé Mindray Beneheart D1.

Durée de vie : 4 ans à partir de la date d'insertion dans le DAE.

# NOS COFFRES & ARMOIRES



# NOS COFFRES



## SUPPORT EN MÉTAL

Réf. DSG04



En acier robuste, finition vert.  
Conçu pour un positionnement intérieur.  
Idéal pour les immeubles de bureaux, lieux publics et pour toutes marques de défibrillateurs.  
Dimensions : H 300 mm \* L 250 mm \* P 150 mm.  
Poids (contenu) : 1,80 kg.

PERSONNALISABLE À PARTIR DE 50

## COFFRE INTÉRIEUR

Réf. DSG01

Armoire en métal robuste avec finition en acier laqué et vitre 100% plexiglass.  
Idéal pour les immeubles de bureaux, lieux publics et pour toutes marques de défibrillateurs.  
Existe aussi en gris. Possibilité d'ajouter une alarme de 110 dB.  
Dimensions : H 380 mm \* L 382 mm \* P 210 mm.  
Poids (contenu) : 5,30 kg.



EXISTE AUSSI EN GRIS ET EN VERT  
Réf. DSG03 (GRIS) - Réf. DSG05 (VERT)



Alarme en option



# LES COFFRES AIVIA



## COFFRE INTÉRIEUR

Réf. CL10S

### COFFRE INTÉRIEUR AIVIA S

Support AIVIA S pour un positionnement à l'intérieur des bâtiments et pour toutes marques de défibrillateurs.

Composé de polycarbonate et d'ABS pour allier esthétique et robustesse.

Dimensions : H 400 mm \* L 341 mm \* P 198 mm.

Poids (contenu) : 5,30 kg.

Réf. CL101

## COFFRE INTÉRIEUR

### COFFRE INTÉRIEUR AIVIA 100

L'AIVIA 100 est prévu pour un positionnement à l'intérieur des bâtiments et pour toutes marques de défibrillateurs.

Composé de polycarbonate et d'ABS pour allier esthétique et robustesse.

Eclairage jour/nuit sur détection automatique, scellés plastifiés, alarme visuelle (leds rouges clignotantes), alarme sonore en option.

Dimensions : H 423 mm \* L 388 mm \* P 201 mm.

Poids (contenu) : 3,50 kg.



## COFFRE INTÉRIEUR

Réf. QCL100W

### COFFRE INTÉRIEUR CONNECTÉ AIVIA 100W (Réf. QCL100W)

Armoire intelligente et autonome, communique de manière sécurisée avec le serveur AIVIANet, contrôlant l'état du DAE, sa présence et les événements pouvant survenir lors de l'exploitation. Prévu pour une utilisation en intérieur.

Dimensions : H 423 mm \* L 388 mm \* P 201 mm.

Poids (contenu) : 3,50 kg.

Pour les coffres connectés il faut prévoir en supplément l'abonnement annuel AIVIANet (Réf. CLABO) ainsi que les frais d'activation de la ligne WS (Réf. CLACTIV).



## COFFRE EXTÉRIEUR

Réf. QCL201

### COFFRE INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR AIVIA 200

L'AIVIA 200 peut être installé en intérieur ou en extérieur grâce à son option chauffage.

Composé de polycarbonate et d'ABS pour robustesse.

Éclairage jour/nuit sur détection automatique, scellés plastifiés, alarme visuelle (leds rouges clignotantes), alarme sonore, chauffage en option couplé à un capteur thermique.

Dimensions : H 423 mm \* L 388 mm \* P 201 mm.

Poids (contenu) : 3,50 kg.

!/\ pour les coffres extérieur l'alimentation est en supplément (Réf. CLALIM)



Réf. QCL200W

## COFFRE EXTÉRIEUR CONNECTÉ

### COFFRE EXTÉRIEUR CONNECTÉ AIVIA 200W

Le modèle AIVIA 200W permet la supervision des DAE à distance, et peut être installé en extérieur grâce à son chauffage et sa ventilation intégrés.

L'armoire communique de façon sécurisée avec le serveur AIVIANet permettant le contrôle de l'état du DAE, sa présence, et les événements pouvant se produire lors de l'exploitation.

Autonomie de communication de 3 jours.

Dimensions : H 423 mm \* L 388 mm \* P 201 mm.

Poids (contenu) : 3,50 kg.

!/\ pour les coffres extérieur l'alimentation est en supplément (Réf. CLALIM)



Pour les coffres connectés il faut prévoir en supplément l'abonnement annuel AIVIANet (Réf. CLABO) ainsi que les frais d'activation de la ligne WS (Réf. CLACTIV).



sans branchement électrique

## BORNE AUTONOME

Réf. QCLSOLO



### STATION D'ACCUEIL AUTONOME

La station d'accueil AIVIA SOLO assure la surveillance de vos DAE, leur protection et leur maintien dans les plages de température de DAE.

Utilisation de matériaux recyclables (PE, PU et PCM). Énergie stockée dans le PCM breveté (matériaux à changement de phase)

La station d'accueil Aivia SOLO est en complète autonomie énergétique et utilise une innovation technologique brevetée. Implantation au sol par 5 points d'ancrage, à une profondeur inférieure à 10 cm. Pas de raccordements électriques. Fonction de communication IoT assurée sans raccordement filaire. Pas d'obligation d'étude de sol, hors déclaration à l'urbanisme. Constitution d'un massif non obligatoire (sauf sur sol meuble ou sur une pente supérieur à 5° C).

Connectivité via réseaux IoT (Sigfox, NB-IoT) - Routage automatique des SMS / Emails pour les alertes et événements - Serveur cloud hébergé et sécurisé - Connexion de type HTTPS et cryptage SSL.



L'avis de l'expert - Didier, responsable SAT (Suivi & Assistance technique) et instructeur national de secourisme :

"Totale autonome elle ne nécessite aucun raccordement grâce à une auto-alimentation par capteur solaire. Elle maintient le défibrillateur dans des conditions optimales de stockage et de fonctionnement conformément aux recommandation de L'ANSM (température, exposition aux intempéries et au rayonnement UV). Grâce à sa connectivité Sigfox elle permet la supervision à distance son défibrillateur et alerte de tous changement d'état de l'appareil."



**COFFRE INTÉRIEUR**

Réf. CLIN

**BOITIER POUR DAE INTÉRIEUR AVEC ALARME**

Coffre AIVIA IN léger et compact, compatible avec tous les DAE. Alarme visuelle et sonore (2 tons, 2 sonorités) avec 3 ans d'autonomie (2 piles AA). L'alarme est modulable pour s'adapter au lieu d'installation (bureau, galerie marchande, théâtres, ...). Ouverture ergonomique avec poignée intégrée permettant un accès rapide au DAE en situation d'urgence. Matériaux résistants (ABS et PCA).  
 Dimensions : H 414 mm \* L 340 mm \* P 200 mm.  
 Poids : 2 kg.



# ARMOIRES À PHARMACIE

Réf. CL210

**ARMOIRE DE PROTECTION À OUVERTURE SÉCURISÉE**

**ARMOIRE DE PROTECTION AIVIA 210**

L'AIVIA 210 est une armoire fonctionnant sur secteur en 24 V (TBTS). Dotée, en option, de chauffage et ventilation régulés, l'AIVIA 210 peut être utilisée tant en intérieur qu'en extérieur.  
 L'alerte vocale aux services de secours peut être déclenchée et automatisée via le portier téléphonique main libre intégré.  
 L'AIVIA 210 possède une ouverture électro-mécanique sécurisée par code numérique (4 digits).  
 L'AIVIA 210 est équipé d'une alarme sonore qui se déclenche à l'ouverture (en option).  
 L'AIVIA 210 possède un portier téléphonique main libre.  
 En version 230 standard il intègre un module téléphonique filaire (RTC) qui peut être remplacé par un module GSM en option. Cette option impose la fourniture d'une carte SIM.  
 Utilisation : Intérieur / extérieur



! pour les coffres extérieurs l'alimentation est en supplément (Réf. CLALIM)

**ARMOIRE À PHARMACIE 5 À 10 PERSONNES**

Réf. PHARMA03



**ARMOIRE À PHARMACIE BLANCHE VIDE (5 à 10 personnes)**

Armoire à pharmacie en tôle. 1 porte et 2 étagères.  
 Fournie avec une clé  
 Dimensions : H 450 mm \* L 360 mm \* P 150 mm  
 Poids : 3,8 kg.

Réf. KIT03

**KIT REPLISSAGE ARMOIRE À PHARMACIE**

**KIT DE RÉASSORT POUR ARMOIRE À PHARMACIE "MULTIRISQUES" (5 à 10 personnes)**

Dimensions : H 250 mm \* L 150 mm \* P 70 mm  
 Poids : 500 grammes

**Composition :**

- 1 couverture de survie
- 37 pansements adhésifs assortis :  
 20 de 20 mm \* 72 mm  
 8 de 53 mm \* 70 mm  
 9 de 10 cm \* 6 cm
- 20 pansements compressifs stériles
- 20 compresses stériles individuelles  
 20 cm \* 20 cm
- 20 bandes extensibles 3 m \* 5cm
- 2 bandes extensibles 3 m \* 10 cm
- 1 rouleau sparadrapp sécable 2 cm \* 5 m
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 1 pince à écharde à bords plats
- 2 paires de gants jetables
- 6 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 6 compresses alcool à 70°
- 6 compresses anti-coups au calendula
- 6 compresses de lotion asséchante
- 1 spray cryogène 110 ml
- 1 lot de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 2 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues



	Digicode	Alarme	Chauffage	Téléphone
Réf. CL210	X			
Réf. CL234	X	X	X	X

**BOITIER AIVIA GO**

Réf. QAIVIAGO

**BOITIER D'AIDE À LA SURVEILLANCE DES DAE**

La solution AIVIA GO permet la surveillance à distance des DAE. Les événements ou incidents sont remontés sur un logiciel de suivi via une connexion internet 4G.  
 De plus, l'AIVIA GO permet une communication directe avec les services d'urgences et un suivi GPS lors d'une utilisation ou d'un retrait du DAE.  
 Caractéristiques du boîtier :



**SURVEILLANCE DU DAE :**

- Surveillance à distance du statut du DAE (Présence, opérabilité, température)
- Autonomie 24 mois

**APPELS D'URGENCE :**

- Bouton d'appel d'urgence téléphonie mains libres (112, 15, 18 ou tout autre numéro prédéfini)
- Communications en 4G
- Support carte SIM intégré

**CONNECTIVITÉ :**

- Connectivité via la plateforme logicielle internet
- Routage automatique des SMS / Emails pour les alertes et événements

**SUIVI GPS :**

- Géolocalisation GPS et notification SMS lors d'une détection de mouvement (accéléromètre)



**ARMOIRE À PHARMACIE 10 À 20 PERSONNES** Réf. PHARMA02

**ARMOIRE À PHARMACIE BLANCHE VIDE** (10 à 20 personnes)  
 Armoire à pharmacie en tôle. 1 porte et 4 étagères.  
 Fournie avec une clé.  
 Renfort inox.  
 Dimensions : H 460 mm \* L 340 mm \* 180 mm  
 Poids : 3,420 kg.



**ARMOIRE À PHARMACIE 50 PERSONNES** Réf. PHARMA04

**ARMOIRE À PHARMACIE BLANCHE VIDE** (50 personnes)  
 Armoire à pharmacie en tôle. 2 portes et 11 étagères.  
 Fournie avec clé.  
 Renfort Inox.  
 Dimensions : H 530 mm \* L 530 mm \* 200 mm  
 Poids : 6,950 kg.



Réf. KIT02 **KIT REPLISSAGE ARMOIRE À PHARMACIE**

**KIT DE RÉASSORT POUR ARMOIRE À PHARMACIE "MULTIRISQUES"** (10 à 20 personnes)  
 Dimensions : H 290 mm \* L 230 mm \* 180 mm  
 Poids : 1,210 kg.



Réf. KIT04 **KIT REPLISSAGE ARMOIRE À PHARMACIE**

**KIT DE RÉASSORT POUR ARMOIRE À PHARMACIE "MULTIRISQUES"** (50 personnes)  
 Dimensions : H 340mm \* L 320 mm \* 80 mm  
 Poids : 2,100 kg.

**Composition :**

- 1 couverture de survie
- 46 pansements adhésifs assortis :
  - 25 de 20 mm \* 72 mm
  - 10 de 53 mm \* 70 mm
  - 11 de de 10 cm \* 6 cm
- 3 pansements compressifs stériles
- 30 compresses stériles individuelles 20 cm \* 20 cm
- 3 bandes extensibles 3 m \* 5cm
- 3 bandes extensibles 3 m \* 10 cm
- 1 rouleau sparadrap sécable 2 cm \* 5 m
- 1 paire de ciseaux 13 cm à bouts ronds

- 1 pince à échardes à bords plats
- 3 paires de gants jetables
- 1 pulvérisateur 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
- 8 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 10 compresses alcool à 70°
- 10 compresses anti-coups au calendula
- 10 compresses de lotion asséchante
- 2 packs de froid instantané
- 2 lots de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 4 dosettes de sérum physiologique stérile
- 1 livret premiers soins en 10 langues

**Composition :**

- 1 kit coussin hémostatique
- 1 masque bouche à bouche
- 2 couvertures de survie
- 1 écharpe triangulaire
- 50 pansements adhésifs assortis 20 mm \* 72 mm
- 20 pansements adhésifs 53 mm \* 70 mm
- 20 pansements adhésifs 10 cm \* 6 cm
- 1 pansement à découper 1 m \* 6 cm
- 4 pansements compressifs stériles
- 40 compresses stériles individuelles 20 cm \* 20 cm
- 4 sachets de 5 compresses non tissées stériles 7,5 cm \* 7,5 cm
- 4 bandes extensibles 3 m \* 5cm
- 4 bandes extensibles 3 m \* 7 cm
- 4 bandes extensibles 3 m \* 10 cm

- 2 rouleaux sparadrap sécable 2 cm \* 5 m
- 2 paires de ciseaux 13 cm à bouts ronds
- 2 pinces à échardes à bords plats
- 5 paires de gants jetables
- 12 épingles de sûreté
- 2 pulvérisateurs 50 ml de solution nettoyante à la chlorhexidine
- 1 pulvérisateur 50 ml de solution anti-coups au calendula
- 8 compresses nettoyantes à la chlorhexidine
- 15 compresses alcool à 70°
- 15 compresses de lotion asséchante
- 3 packs de froid instantané
- 6 sachets de gel décontaminant mains sans eau
- 20 dosettes de sérum physiologique stérile
- 3 lots de 2 tampons hémostatiques pour le nez
- 1 livret premiers soins en 10 langues



# EXEMPLES D'INSTALLATIONS :

# CE SONT NOS CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX



"Je viens rendre compte de la journée du 16/09/2020 concernant la mise en place des défibrillateurs sur la commune de Beaucaire. Je tiens à souligner la ponctualité du technicien en charge des travaux d'installation et le retour effectué par téléphone durant la journée. Le travail effectué et son rendu est à souligner."

*M. Sanahuja - Société Beaucaire*

"Mille merci , c'est toujours un plaisir de travailler avec vous et votre société Merci pour votre sérieux."

*M. Baggioni - SARL RESPOR*



"Nous souhaitons remercier **D-SÉCURITÉ** pour l'installation de notre défibrillateur lundi dernier.

Veuillez passer nos remerciements à la personne Didier qui nous a fait la petite formation, très claire et surtout rassurante."

*Mme Vialette - Mairie de Saint-Jean Le Vieux (38)*

"Le formateur nous explique en détails mais corrige en cas de mauvaises manipulations et il nous conseille."

*Entreprise Tiflex*



"Très bon formateur, compétent et disponible"

*Mairie de Saint-André-De-Corcy*

"À la suite de l'installation de deux défibrillateurs automatisés externes (DAE) par la commune de Marliens, un sur le mur de la mairie, l'autre contre la salle des fêtes, samedi 12 mars au matin, une dizaine de personnes – élus et citoyens – ont participé à une formation sur leur utilisation."

*Chantal Malatesta - Le Bien Public - Article sur l'installation d'un défibrillateur et sa sensibilisation à son utilisation dans la commune de Marliens*



**RETROUVEZ TOUS LES TÉMOIGNAGES DE NOS CLIENTS SUR [WWW.DEFIBRILLATEUR-FRANCE.COM](http://WWW.DEFIBRILLATEUR-FRANCE.COM)**



# NOS FORMATIONS

## DÉCOUVREZ BIENTÔT D-SÉCURITÉ FORMATIONS :

La santé et la sécurité au travail étant notre cœur de métier, nous souhaitons former le plus de personnes possible afin d'augmenter les chances de survie et la confiance de chacun en cas d'accident. Vous pourrez donc prochainement faire appel à nous pour tous vos besoins en formations autour des thèmes suivants :

- SST
- Sécurité Incendie
- Manipulation extincteur
- Formation FGSU (Formation aux gestes et soins d'urgence)
- Gestes qui sauvent ( GQS)
- Evacuation
- Guide file, serre file
- De formateur
- PRAP
- EPI (équiper de première intervention)
- ESI (équiper de seconde intervention)
- Utilisation d'un défibrillateur
- Gestes et postures
- Plan de prévention
- Document unique
- Analyses des risques
- ...



Et encore de nombreuses autres formations pour vous assurer un conseil correspondant à vos attentes. Consultez nous via [contact@d-securite.com](mailto:contact@d-securite.com) ou sur notre site [www.d-securite-formation.com](http://www.d-securite-formation.com) pour en savoir plus ! Afin d'assurer des formations de qualité à tout public, et les rendre accessibles au plus grand nombre, nous sommes certifiés DataDock et Qualiopi.

**PRATIQUE !**  
**TOUTES NOS FORMATIONS SONT**  
**DISPONIBLES EN E-LEARNING**



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



Publiée le 2 août 2021, le renforcement de la loi santé (n°2021-1018) entre en vigueur très prochainement, le 31 mars 2022. Au sein de cette loi est intégrée une obligation pour l'employeur de renseigner dans un passeport prévention les attestations, certificats et diplômes obtenus par le travailleur dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail dispensées à son initiative.

Ce passeport prévention devra être mis en oeuvre pour tous les salariés, au plus tard au 1er octobre 2022.




## SUD : SENSIBILISATION À L'UTILISATION D'UN DÉFIBRILLATEUR

La sensibilisation s'adresse à tout public à partir de 10 ans.

À l'issue d'une sensibilisation à la prise en charge de l'arrêt cardiaque et à l'utilisation de défibrillateurs automatisés externes, le participant doit être capable de connaître correctement la conduite à tenir pour la prise en charge d'un arrêt cardiaque et les gestes de premiers secours :  
**APPELER, MASSER, DÉFIBRILLER.**

Sur le terrain, après avoir suivi la sensibilisation à l'utilisation d'un défibrillateur, le participant doit être capable de :

- Connaître les causes de l'arrêt cardiaque en France et le nombre de victimes par an
- Connaître le cadre réglementaire concernant les défibrillateurs
- Comprendre ce qu'est un arrêt cardiaque et la nécessité d'agir vite
- Connaître et comprendre les conséquences d'un arrêt cardiaque
- Reconnaître un arrêt cardiaque
- Connaître les 3 gestes qui sauvent des vies
- Connaître le défibrillateur (spécificités, accessoires, trousse de secours)
- Connaître l'entretien du défibrillateur (inspection visuelle hebdomadaire, la conduite à tenir après une utilisation thérapeutique et/ou défaut constaté, RSQM, ...)
- Réaliser des compressions thoraciques
- Présenter la trousse de secours
- Détailler les spécificités du produit
- Savoir placer les électrodes



**Encadrement** : la sensibilisation est animée par des formateurs de sauveteurs secouristes du travail (SST).

Les méthodes pédagogiques utilisées sont les suivantes :  
Démonstration sans pratique, commentée et justifiée, réalisée par un formateur SST au moyen d'un mannequin et d'un défibrillateur de formation permettant la simulation de plusieurs scénarios. À la fin de la sensibilisation, les participants se verront remettre un mémo sur les situations d'urgence et les numéros d'urgence.



Remise d'une attestation de formation



**DURÉE : 1 HEURE**

**EFFECTIF : JUSQU'À 12 PERSONNES MAXIMUM**

Réf. : SUD01

## EXPLICATION DE FONCTIONNEMENT

La formation s'adresse à l'ensemble des personnes susceptibles d'avoir à utiliser un défibrillateur sur le site.

À l'issue de l'installation du défibrillateur, notre technicien / formateur expliquera le fonctionnement du matériel.

Lors de cette explication il détaillera notamment :

- Le type de matériel : marque, modèle, fonctionnement, ...
- Les spécificités du produit : pictogramme, écran, métronome, assistance au Massage Cardiaque Externe, mode enfant ou encore mode bilingue, ...
- Les accessoires : électrodes adultes, électrodes pédiatriques, trousse de secours, coffre, signalétique...
- Le dispositif de mise en marche de l'appareil : bouton marche/arrêt, ouverture capot, ...
- Les composants de la trousse de secours
- la spécificité du placement des électrodes : sternal/apex, antéro-postérieur, monobloc
- L'inspection hebdomadaire et l'auto-test
- La conduite à tenir après une utilisation thérapeutique ou un échec de l'autotest.



**DURÉE : 20 MINUTES**

**EFFECTIF : JUSQU'À 10 PERSONNES MAXIMUM**

Réf. : INFO01



## IGU : INITIATION AUX GESTES D'URGENCES

L'initiation s'adresse à tout public de plus de 10 ans.

À l'issue de l'Initiation aux Gestes d'Urgences, le participant doit être capable d'exécuter les gestes de premiers secours destinés à :

- Se protéger, protéger la victime, protéger les témoins,
- Alerter les secours d'urgence adaptés
- Empêcher l'aggravation de l'état de la victime et préserver son intégrité physique en attendant l'arrivée des secours.

Après avoir suivi l'Initiation aux Gestes d'Urgences, le participant sera capable :

- D'assurer la protection immédiate, adaptée et permanente de lui-même, de la victime, et des autres personnes, des dangers environnants, notamment le sur-accident en utilisant, si nécessaire, les moyens à disposition,
- D'assurer la transmission de l'alerte aux secours d'urgence adaptés (15, 18, 112, ou 114),
- De reconnaître une victime qui ne répond pas et ne réagit pas, d'apprécier la respiration et de réaliser des gestes de secours qui s'imposent pour assurer sa survie,
- De mettre une victime dans une position d'attente adéquate,
- D'alerter les secours d'urgence.



**Encadrement** : la sensibilisation est animée par des formateurs de sauveteurs secouristes du travail (SST).

Les méthodes pédagogiques utilisées sont les suivantes :

Le scénario pédagogique comprend des alternances de phase d'applications, de démonstrations, d'évaluations, d'exposés et de cas pratiques. Le formateur sera équipé d'un vidéoprojecteur et d'un support powerpoint pédagogique. Les participants se verront remettre une brochure (GUIDE CARDIAQUE) sur les situations d'urgence et les numéros d'urgence.



Remise d'une attestation de formation

**DURÉE : 2 HEURES**

**EFFECTIF : JUSQU'À 8 PERSONNES MAXIMUM**

## SST : FORMATION INITIALE SST (SAUVETEUR SECOURISTE DU TRAVAIL)

La formation s'adresse à l'ensemble des salariés de l'entreprise.

À l'issue d'une formation SST, la personne doit être capable d'intervenir efficacement, face à une situation d'accident du travail, en portant secours à la ou les victime(s). Il doit être capable également d'intervenir en toute sécurité sur une situation dangereuse sur son lieu de travail en mettant en pratique ses connaissances en matière de prévention des risques professionnels. Ceci dans le respect de l'organisation, et des procédures spécifiques de l'entreprise.

**DOMAINE DE COMPÉTENCE 1 - ÊTRE CAPABLE D'INTERVENIR FACE À UNE SITUATION D'ACCIDENT DU TRAVAIL :**

- Être capable de situer le cadre juridique de son intervention
- Être capable de réaliser une protection adaptée
- Être capable d'examiner la (les) victime(s) avant/et pour la mise en oeuvre de l'action choisie en vue du résultat à obtenir
- Être capable de faire alerter ou alerter en fonction de l'organisation des secours dans l'entreprise ou l'établissement
- Être capable de secourir la (les) victime(s) de manière appropriée.

**DOMAINE DE COMPÉTENCE 2 - ÊTRE CAPABLE DE METTRE EN APPLICATION SES COMPÉTENCES DE SST AU SERVICE DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS DANS L'ENTREPRISE :**

- être capable de situer le rôle du SST dans l'organisation de la prévention de l'entreprise.
- être capable de contribuer à la mise en oeuvre d'actions de prévention
- être capable d'informer les personnes désignées dans le plan d'organisation de la prévention de l'entreprise de la (des) situation(s) dangereuse(s) repérée(s).



La formation comprend 14 heures de face à face pédagogique auxquelles il convient d'ajouter le cas échéant le temps nécessaire pour traiter les conduites à tenir liées aux risques spécifiques de l'entreprise ou de la branche d'activité. Méthodes pédagogiques : le scénario pédagogique comprend des alternances de phases d'applications, de démonstrations et d'exposés.

**DURÉE : 14 HEURES**

→ Le candidat qui obtient une évaluation favorable se voit attribuer un **certificat de Sauveteur Secouriste du Travail** d'une durée de validité de 24 mois.

**EFFECTIF : JUSQU'À 10 PERSONNES MAXIMUM**



## MAC SST (MAINTIEN ET ACTUALISATION DES COMPÉTENCES SST)

L'initiation s'adresse à l'ensemble des salariés de l'entreprise détenant le titre de Sauveteur Secouriste du Travail.

À l'issue d'une formation, le SST doit être capable d'intervenir efficacement, face à une situation d'accident du travail, en portant secours à la ou les victime(s). Il doit être capable également d'intervenir en toute sécurité sur une situation dangereuse sur son lieu de travail en mettant en pratique ses connaissances en matière de prévention des risques professionnels. Ceci dans le respect de l'organisation, et des procédures spécifiques de l'entreprise.

### Domaine de compétence 1 - Être capable d'intervenir face à une situation d'accident du travail :

- Être capable de situer le cadre juridique de son intervention
- Être capable de réaliser une protection adaptée
- Être capable de reconnaître, suivant un ordre déterminé, la présence des signes indiquant que la vie de la victime est menacée
- Être capable de transmettre aux secours appelés, ou à la personne choisie pour alerter, les éléments du message, en respectant les consignes pour assurer une transmission efficace
- Être capable de mettre en oeuvre l'action choisie en se référant à la technique préconisée
- Être capable de vérifier par observation, l'atteinte et la persistance du résultat attendu ainsi que l'évolution de l'état de la victime, jusqu'à la prise en charge de celle-ci par les secours spécialisés.

### Domaine de compétence 2 - Être capable de mettre en application ses compétences de SST au service de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise :

- Être capable d'appréhender les notions de base en matière de prévention
- Être capable de supprimer ou réduire les situations dangereuses
- Être capable d'identifier qui informer en fonction de l'organisation de la prévention de l'entreprise.

Les méthodes pédagogiques utilisées sont les suivantes :

Le scénario pédagogique comprend des alternances de phase d'application, de démonstration et d'exposés.

**VALIDITÉ : 24 MOIS**

**DURÉE : 7 HEURES DE FACE À FACE**

**EFFECTIF : JUSQU'À 10 PERSONNES MAXIMUM**

7h de face à face pédagogique auxquelles il faut ajouter le cas échéant le temps nécessaire pour traiter les conduites à tenir particulières liées aux risques spécifiques de l'entreprise ou de la branche d'activité. Le candidat qui obtient une évaluation favorable se voit attribuer un **certificat de Sauveteur Secouriste du Travail d'une durée de validité de 24 mois.**


## KIT FORMATEUR SST

Réf. : QFSST

Nous vous proposons notre kit formateur SST pour vous accompagner dans vos formations. La formation des sauveteurs secouristes du travail nécessite, aussi bien pour les formations initiales que pour les MAC, l'utilisation de matériels pédagogiques spécifiques que vous retrouverez dans notre offre.

Notre kit est donc composé :

- D'un plan d'intervention SST + les pictogrammes en version aimanté
- D'un plan d'actions prévention + les pictogrammes en version aimanté
- D'un défibrillateur de formation HeartSine Samaritan 350P semi-automatique ou 360P entièrement automatique. Facile à utiliser, il guide l'utilisateur à toutes les étapes du processus de réanimation sans avoir à administrer le choc. La télécommande polyvalente vous permet de passer facilement d'un scénario à l'autre. Dans le set de formation vous trouverez : le modèle de formation SAMARITAN PAD, un sac de transport, 5 paires d'électrodes de formation, un padpak de formation, une télécommande avec piles AAA, et un adaptateur pour recharger le DAE.
- 1 lot de mannequins avec dispositifs de protection individuelle : 1 mannequin RCP adulte, 1 mannequin RCP enfant et 1 mannequin nourrisson pour animer vos formations à la RCP et à la défibrillation en respectant les spécificités physiologiques de l'adulte, de l'enfant et du nourrisson.
- 1 coupe de tête afin d'expliquer le fonctionnement des voies aériennes.
- 1 trousse de secours souple en nylon avec 1 fermeture éclair. Elle possède un passant pour la fixation à la ceinture + un mousqueton, une poche intérieure transparente et une poche "nid d'abeille" à fermeture éclair. Coloris : rouge. Dimensions : 14,5 \* 10 \* 6 cm. Elle est composée de : 1 rasoir double lame à usage unique, 2 serviettes nettoyantes désinfectantes, 1 paire de gants vinyl 8/9, 1 paire de ciseaux Jesco 14 cm, 1 serviette de soin non-tissé 20 \* 20 cm, 1 masque de bouche à bouche.



# NOS PURIFICATEURS D'AIR HEPA ET CAPTEURS DE CO<sup>2</sup>

(High-Efficiency Particulate Air filter)



## COMMENT BIEN CHOISIR SON PURIFICATEUR ?

Pensez à aérer vos pièces régulièrement, au moins 10 minutes par heure !

En se basant sur les recommandations de l'INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), de l'ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail) et du HCSP (Haut Conseil de la Santé Publique) nous pouvons dégager plusieurs éléments concernant le choix judicieux d'un purificateur d'air :

1. Il est important de choisir des purificateurs d'air de niveau professionnel uniquement. Il ne faut donc pas de produit censé faire à la fois pour la maison et le bureau. Vous n'aurez jamais la même efficacité avec ce genre de produit.
2. Il faut que votre matériel soit équipé de filtre HEPA de niveau minimum H13 certifié selon la norme EN1822. L'INRS et l'ANSES indiquent que la filtration mécanique qu'est l'HEPA est efficace et non dangereuse par rapport aux autres technologies dites sans filtre. Scannez notre QR Code pour découvrir le communiqué de l'INRS ainsi que nos certifications.
3. Par conséquent il faut éviter au maximum les appareils proposant des traitements physico-chimiques dont les impacts à moyens et longs termes sur l'organisme restent inconnus : UV, Plasma, Ozonation, Huiles essentielles, ionisation ...
4. Le niveau sonore maximum doit être de 60 dB en fonctionnement normal ou en mode présentiel afin d'éviter toute perturbation sonore dans les bureaux, lors de réunions ou d'échanges professionnels.
5. Le débit des machines doit être important, même en fonctionnement silencieux, pour permettre un renouvellement de l'air par heure (ACH = Air Changer per Hour) au moins égal à 3 (Recommandation de l'INRS : entre 3 et 5 ACH).
6. Votre purificateur d'air doit idéalement être positionnable en hauteur pour être le plus efficace possible sur la zone respiratoire.
7. Les machines de purification de l'air peuvent obtenir plusieurs certificats d'efficacité contre les différents virus et bactéries, veillez à choisir un modèle certifié à 99,99% efficace contre la COVID-19 et les coronavirus.
8. Choisissez également des modèles performants en matière de rendement énergétique. Pour vous en assurer il faut choisir des machines certifiées Energy Star.
9. Il est essentiel d'avoir une garantie d'au moins 3 ans sur vos purificateurs d'air.
10. Il est essentiel de choisir un prestataire certifié qui vous assure une maintenance régulière sur vos sites pour assurer l'entretien et la désinfection de vos appareils.





VOUS ENTREZ DANS UNE ZONE PURIFIÉE  
 99,97% des Germes, Virus, Allergènes et Particules Fines supprimés dans l'air  
 RECYCL'R  
 OFFERT

10 CERTIFICATS DE LABORATOIRES

## UNE GAMME COMPLÈTE POUR PROTÉGER TOUS VOS ESPACES

IDÉAL POUR LES ESPACES DE 8 À 18 M<sup>2</sup>


### PURIFICATEUR POUR TRÈS PETITS ESPACES Réf. AM1



Pour les petites pièces ou les bureaux individuels, la gamme AERAMAX DX propose des produits prêts à l'emploi utilisant un système de filtration automatique et complet incluant une filtration au charbon actif, un filtre HEPA traité antimicrobien et la technologie de ionisation PlasmaTRUE.

Le purificateur AERAMAX DX5 purifie efficacement et silencieusement l'air dans les pièces de 8 à 18 m<sup>2</sup> (certification AHAM : l'air est purifié 5 fois en une heure). Il est équipé d'un capteur sensoriel AeraSmart qui va surveiller la qualité de l'air et ajuster automatiquement la vitesse des ventilateurs pour garder l'air purifié et sain. Il possède également un traitement antimicrobien AeraSafe qui réduit le développement des bactéries, des moisissures et des champignons sur le filtre HEPA.

- Surface purifiée : 8 à 18m<sup>2</sup>
- Dimensions (en mm) : H 700 x L 180 x P 214
- Poids : 4,6 kg
- Débit d'air par vitesse (m<sup>3</sup>/h) : 32, 59, 93



EXISTE EN VERSION ENCASTRABLE OU AVEC SUPPORT AU SOL



99,99% EFFICACE CONTRE LES CORONAVIRUS

Contrôlé, conditionné et mis en service dans nos ateliers

### PURIFICATEUR POUR PETITS ESPACES Réf. AM2

Le purificateur d'air AERAMAX AM2 réagit automatiquement aux niveaux d'occupation et de qualité de l'air grâce à sa technologie brevetée EnviroSmart qui surveille en continu.

L'appareil fournit 3 à 5 renouvellements d'air par heure (ACH) dans des pièces allant de 30 à 35 m<sup>2</sup>.

Le système de filtration True HEPA à 4 étapes élimine 99,97% des contaminants atmosphériques y compris les virus.

Le traitement antimicrobien HEPA prévient la croissance bactérienne sur le filtre et le filtre à charbon actif réduit les odeurs et les composés organiques volatiles (COV).

Idéal pour les petits espaces communs comme les toilettes, ou salle d'attente

Efficace à 99,99% contre la souche coronavirus 229E

Adaptable grâce à la version encastrable ou portable

- Surface purifiée : 30 à 35 m<sup>2</sup>
- Dimensions (en mm) : H 566 x L 348 x P 102
- Poids : 4,8 kg
- Débit d'air par vitesse (m<sup>3</sup>/h) : 60, 73, 87, 109, 170



Pied  
 Réf. AERA15



Kit encastrabilité  
 Réf. AERA16




**Contrôlé, conditionné et mis en service dans nos ateliers**

Modèle mural (Réf. AM31)

**5 ANS GARANTIS PURIFICATEUR**

**99,99% EFFICACE CONTRE LES CORONAVIRUS**

- FILTRATION HEPA 13 EFFICACITÉ RECOMMANDÉE PAR L'INRS
- EFFICACITÉ CERTIFIÉE CONTRE LA COVID-19
- OPTION ÉCRAN DIGITAL DISPONIBLE
- MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE DISPONIBLE

Réf. AM31 **PURIFICATEUR POUR MOYENS ESPACES**

Mieux respirer grâce au purificateur d'air professionnel AERAMAX AM3 et ses 4 niveaux de filtration.  
 Idéal pour les pièces allant jusqu'à 60 / 65 m<sup>2</sup> comme des salles de classe, salles de conférence, salles d'attente, salles commune et crèches.

Le purificateur filtre plus de 99,97% des polluants en suspension dans l'air grâce à la technologie de son filtre HEPA, technologie recommandée par l'INRS pour la purification de l'air en cette période de pandémie du COVID-19.

- Surface purifiée : 60 à 65 m<sup>2</sup>
- Dimensions (en mm) : H 499 x L 531 x P 228
- Poids : 9,1 kg
- Débit d'air par vitesse (m<sup>3</sup>/h) : 129, 158, 190, 238, 374

Informations en temps réel

PM2.5

0 OUT

**CLEAN**

9 IN

**CLEAN**

ODOR / VOC

**RENDEZ L'INVISIBLE VISIBLE AVEC LA TECHNOLOGIE PUREVIEW**

Avec la technologie EnviroSMART, le capteur de particules laser autorégulateur et autonettoyant analyse l'air en continu ainsi que les particules aéroportées. Grâce à un ajustement parfait des capteurs, l'air de la pièce est analysée en permanence afin d'activer le système de filtration lorsque la qualité de l'air devient mauvaise. Équipez votre purificateur d'un écran de visualisation pour un contrôle au plus près. L'écran PureView affiche en permanence les résultats d'analyse de la pièce, le processus de nettoyage, le % de particules capturées ainsi que l'état des filtres. Bénéficiez en temps réel d'un visuel sur le niveau de qualité de votre air et de COV dans votre pièce. (Disponible sur les modèles AM3 et AM4).

Découvrez en détails la technologie EnviroSMART et PureView en vidéo.




**Contrôlé, conditionné et mis en service dans nos ateliers**

**5 ANS GARANTIS PURIFICATEUR**

**99,99% EFFICACE CONTRE LES CORONAVIRUS**

- FILTRATION HEPA 13 EFFICACITÉ RECOMMANDÉE PAR L'INRS
- EFFICACITÉ CERTIFIÉE CONTRE LA COVID-19
- MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE DISPONIBLE
- IDÉAL POUR UNE FIXATION MURALE

**PURIFICATEUR POUR GRANDS ESPACES** Réf. AM41

L'AERAMAX 4 est le plus grand de nos systèmes de purification de l'air. Il assure un changement d'air toutes les 20 minutes dans des pièces allant jusqu'à 130 m<sup>2</sup>. Plusieurs unités peuvent être combinées pour des espaces plus grands. L'AM4 est donc parfait pour les bureaux en open space, les grandes salles de conférences, les halls d'hôtels ou de gares etc.

- Surface purifiée : 120 à 130 m<sup>2</sup>
- Dimensions au mur (en mm) : H 499 x L 881 x P 228
- Poids : 15,1 kg
- Débit d'air par vitesse (m<sup>3</sup>/h) : 260, 316, 381, 476, 748

L'avis de l'expert - Nicolas, chef de secteur :

"Sa puissance permet une purification de l'air optimale avec un niveau sonore parfaitement adapté à un environnement de travail qui nécessite du calme. De plus, sa technologie ENVIROSMART en fait un dispositif économe et autonome, ne nécessitant aucune manipulation. Sa poignée permet son déplacement d'une pièce à l'autre sans problème, même si son installation murale reste préconisée pour une filtration de l'air optimisée. Avec ses 10 certificats de laboratoires indépendants (efficacité des filtres, HEPA, coronavirus, H1N1, covid 19, ...), la gamme AERAMAX est l'une des plus sûres du marché."






# ACCESSOIRES & FILTRES



Réf. AERA26

Filtre standard 100% Charbon pour modèle M et L. Filtre charbon 10mm. Vendu par lot de 4. Utilisation pour cibler principalement les allergènes, virus et germes. *Particulièrement efficace contre les odeurs et les COV.*



Réf. AERA07

Filtre standard 100% HEPA pour modèle M et L. Filtre HEPA 50mm. Vendu par lot de 2. Utilisation pour cibler principalement les allergènes, virus et germes.



Réf. AERA08

Filtre 100% Charbon pour modèle M et L. Filtre charbon 50mm. Vendu par lot de 2. Utilisation principalement quand le traitement des virus, et germes n'est pas prioritaire. *Particulièrement efficace contre les odeurs et les COV.*



Réf. AERA09.1

Filtre hybride avec pré-filtre pour modèle M et L. Composé d'un filtre charbon 25mm + un filtre HEPA 25mm. Utilisation pour cibler les allergènes, virus, germes et odeurs.



Réf. AERA11

Filtre hybride pour modèle S. Composé d'un filtre charbon 25mm + un filtre véritable HEPA 25mm. Utilisation pour cibler principalement les virus, germes, allergènes et odeurs




Réf. AERA12

Filtre 100% HEPA pour modèle S. Composé d'un filtre véritable HEPA 50mm. Utilisation pour cibler principalement les virus, germes, et allergènes.



Réf. AERA13

Filtre 100% Charbon pour modèle S. Composé d'un filtre 13/4" Charbon Actif. *Particulièrement efficace contre les odeurs et les COV.* Utilisation principalement quand le traitement des virus, et germes n'est pas prioritaire.



Réf. AERA14

**Boosters Charbon**  
 Peut être ajouté à toute option de filtration afin d'absorber des odeurs/COV supplémentaires. Utilisation pour cibler principalement les fortes odeurs et COV.



Réf. AERA10

**Pré-filtre pour modèle M et L.**  
 Idéal pour capturer et filtrer les grosses particules comme les poussières et les cheveux. Vendu par lot de 4.

Fabriqué en France  
 Récompensé par l'Institut Français du Design



Réf. JVD-AOS-WH



Réf. JVD-AOS-BL



Réf. JVD-AOS-BR



Réf. JVD-AOS-BK



Réf. JVD-AOS-GR

Le purificateur d'air Shield n'a qu'une seule mission : redonner à votre air sa pureté originelle. Comment ? En supprimant les odeurs, allergènes, polluants et contaminants qui nuisent à sa qualité et à votre santé. Accord parfait entre une technologie de pointe et un design unique, le purificateur Shield préserve votre monde de l'intérieur.

Une performance inégalable pour votre santé :

- **CONTAMINANTS** : Protéger le système immunitaire par le combat des virus, bactéries, moisissures.
- **POLLUANTS** : Réduire les risques de cancers et maladie endocriniennes par la suppression des polluants.
- **ODEURS** : Eliminer les odeurs désagréables et retrouver son confort par la suppression des COV, NOX, SOX, ozone.
- **ALLERGÈNES** : Supprimer les allergies par la neutralisation des composés responsables des allergies.

Le technologie JVD traite toutes les sources de pollution et de contamination avec 100% d'innocuité. Odeurs, virus, bactéries, moisissures et autres allergènes, polluants et contaminants dispersés dans l'air ambiant sous la forme de particules, rien ne lui résiste.



Pratique ! Un chariot pour déplacer facilement votre purificateur d'une pièce à l'autre (en option - Réf. )

Caractéristiques techniques :

- Alimentation : 200-240V / 50-60 Hz
  - Capot en acier époxy
- Superficie traitée : de 20 à 60 m<sup>2</sup>
  - Longueur du câble : 2m
- Dimensions (mm) : H. 475 x L. 300 x P. 300



1 CAPTURE LES PARTICULES



2 NEUTRALISE



3 MINÉRALISE LES MOLÉCULES



NF B44-200



EN 16846-1



ISO 16000-37



EN 1822



ISO 16897



👍  
 IDÉAL POUR POSER SUR UN BUREAU OU SUR UNE TABLE DE NUIT

Réf. JVD-COMPACT-WH

Réf. JVD-COMPACT-BL

Réf. JVD-COMPACT-BK

Réf. JVD-COMPACT-GR

3 ANS GARANTIE PURIFICATEUR



### PURIFICATEUR SHIELD COMPACT

Pratique et léger, le Shield Compact® vous accompagne dans tous les moments du quotidien, en vous offrant un air pur, au travail comme à la maison. Véritable bulle de protection individuelle, le purificateur d'air professionnel Shield Compact® protège la santé et le confort de chacun en garantissant un air pur et sain. Grâce à son action sur les allergènes, les polluants, les contaminants et les odeurs, le Shield Compact vous aide à mieux respirer. Fabriqué en France et récompensé par l'Institut Français du Design, ce purificateur d'air sera votre allié dans la purification de votre espace personnel et petites surfaces allant jusqu'à 20m<sup>2</sup> (bureaux, toilettes, cuisines, salons, commerces..)

Il est efficace contre l'ensemble des nuisances présentes dans l'air.

- Technologie unique - la Smart Mineralisation®
- Un design imaginé par Ramy Fischler
- Compact et léger
- Éco-conçu dans les moindres détails
- Made in France

Dimensions en mm (L\*H\*P) : 145\*160\*125  
 Poids : 805 grammes  
 2 modes de fonctionnement : CONTINU / BOOST  
 Zone de traitement : jusqu'à 20m<sup>2</sup>  
 Vendu avec un support mural et un système antivol



ADAPTÉ  
 CO<sup>2</sup>  
 AU PROTOCOLE SANITAIRE

MEILLEURE VENTE

### Réf. CAPT01 CAPTEUR DE CO<sup>2</sup> ÉTALONNÉ ET PÉDAGOGIQUE


Le capteur de CO<sup>2</sup> Class'Air est un boîtier pédagogique de mesure de la qualité de l'air intérieur. L'analyseur Class'Air permet en un coup d'oeil de vérifier la qualité de l'air intérieur environnant grâce à sa sonde CO<sup>2</sup> à haute précision (technologie NDIR) qui permet l'affichage avec une résolution à 1 ppm près. L'allumage des leds permet d'alerter et de sensibiliser à l'aération des pièces en fonction du taux de CO<sup>2</sup>. Outre la détection de CO<sup>2</sup>, Class'Air renseigne également sur la température, l'hygrométrie, ainsi que la pression tout en gardant une autonomie d'1 an.



- Dimensions (en mm) : H 103 x L 93.7 x P 36.6
- Poids : 175 grammes
- Version sur batterie uniquement
- Crochet pour fixation suspendue ou base pour fixation murale du capteur ou «posé» sur un bureau
- Logiciel Class'Air
- Paramètres mesurés : Dioxyde de carbone (CO<sup>2</sup>) - Température - Hygrométrie - Pression
- Option Datalogger - enregistrement des mesures (Réf. CAPT16)



Fabriqués en France



**NOUS ANALYSONS LA QUALITÉ DE VOTRE AIR**



**CAPTEUR DE CO<sup>2</sup> EASY CAPT** Réf. CAPTAERO

EASY CAPT mesure le niveau de CO<sub>2</sub> et surveille en continu la qualité d'air afin d'alerter visuellement les occupants lorsqu'il est temps d'aérer pour renouveler l'air intérieur. EASY CAPT est un produit robuste, totalement scellé et indémontable, spécifiquement conçu pour s'adapter aux exigences de tous les Etablissements Recevant du Public. Aucune maintenance requise et aucun risque de dérive de la mesure dans le temps. EASY CAPT intègre une fonction de ré-étalonnage automatique et hebdomadaire de sa sonde de CO<sub>2</sub>. Un étalonnage manuel du capteur de CO<sub>2</sub> est également possible.

- Mesure le Dioxyde de carbone (CO<sup>2</sup>)
- Dimension (mm) 105 x 105 x 30 Poids : 120g
- Durée de vie : 15 ans Alimentation sur secteur

- LES + PRODUITS :**
- Capteur de CO<sub>2</sub> NDIR avec performances validées par un laboratoire COFRAC indépendant
  - Mesure du CO<sub>2</sub> en continu (chaque seconde) sans récupération des données, sans option Datalogger
  - Voyant LED à affichage permanent ou clignotant pour visualiser le niveau de CO<sub>2</sub>
  - Dispositif de fixation antivol
  - Installation simple et rapide
  - Aucune maintenance requise

**CAPTEUR DE CO<sup>2</sup> SMART AIR** Réf. CAPTCARBON

SMART AIR mesure le niveau de CO<sub>2</sub> et surveille en continu la qualité d'air afin d'alerter visuellement les occupants lorsqu'il est temps d'aérer pour renouveler l'air intérieur. Avec ses capteurs de température et d'humidité, SMART AIR analyse également les paramètres d'ambiance du bâtiment. SMART AIR intègre l'algorithme de qualité d'air et de confort hygrothermique iZiAiR pour étudier plus facilement chaque environnement intérieur et identifier les améliorations possibles. Grâce à son module de communication sans fil, les données sont accessibles à distance, simplement depuis un smartphone ou un écran d'ordinateur\*.

- Mesure le Dioxyde de carbone (CO<sup>2</sup>), la température et l'humidité
- Dimension (mm) 105 x 105 x 30 Poids : 120g
- Autonomie des batteries : 10 ans Alimentation pile lithium intégrée



- LES + PRODUITS :**
- Capteur de CO<sub>2</sub> NDIR avec performances validées par un laboratoire COFRAC indépendant
  - Voyant LED pour visualiser le niveau de CO<sub>2</sub>
  - Batteries lithium autonomie 10 ans : pas de changement de piles à répétition, pas de branchement électrique nécessaire
  - Produit robuste totalement scellé et indémontable
  - Dispositif de fixation antivol pour montage mural
  - Installation simple et rapide
  - Aucune maintenance requise
  - Récupération des données avec l'application smartphone iZiAir en option
  - Option Datalogger

**DIAGNOSTIC DE LA QUALITÉ DE L'AIR**

**A QUOI SERT UN DIAGNOSTIC DE L'AIR ?**

Le diagnostic de la qualité de l'air intérieur est une étude effectuée pour évaluer la qualité de l'air en milieu fermé. Le procédé consiste à mesurer le taux de pollution au sein de l'environnement étudié.

**REMBOURSÉ POUR L'ACHAT DE 2 PACKS**

**QU'EST CE QUE ÇA MESURE EXACTEMENT ?**

Le diagnostic de la qualité de l'air intérieur va mesurer la pureté des particules de l'air intérieur avec simultanément six différents canaux de taille entre 0,3 et 10 µm. Il va également permettre d'analyser les données climatiques comme la température de l'air, l'humidité relative, la température de rosée et la température humide. RECYCL'R utilise un appareil de mesure de l'environnement portable approprié pour la détection quantitative de concentration de poussières E (PM10) et de poussières A (PM2,5) dans l'air. L'appareil affiche directement la masse particulaire en microgramme par mètre carré comme fraction massique de l'air. Ce compteur de particules laser est conforme à la norme ISO-21501-4.

**REMISE D'UN RAPPORT COMPLET AVEC CONSTAT, ANALYSE ET RECOMMANDATIONS (30 PAGES)**

**LE CONTEXTE DE LA QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR**

La loi Grenelle 2 a rendu obligatoire la surveillance de la qualité de l'air intérieur dans certains établissements recevant un public sensible (articles L. 221-8 et R. 221-30 et suivants du code de l'environnement). Les établissements concernés sont notamment ceux accueillant des enfants :

- Etablissements d'accueil collectif d'enfants de moins de 6 ans (crèches, halte-garderie...) depuis le 01/01/2018 ;
- Etablissements d'enseignement ou de formation professionnelle du premier et du second degré (écoles maternelles et élémentaires depuis le 01/01/2018, collèges et lycées pour le 01/01/2020).

Nous réalisons des audits de la qualité de l'air intérieur dans les établissements professionnels, les logements individuels, ou les lieux publics.



# NOS INSTALLATIONS PURIFICATEURS

# CE SONT NOS CLIENTS QUI EN PARLENT LE MIEUX



Conscient que la qualité d'air est devenue un souci majeur tant pour le confort que la santé, j'ai souhaité compléter les équipements de mon cabinet par des purificateurs d'air. Si dans les premiers temps mes équipes et moi n'avons pas sentis de grandes différences, nous avons constaté que depuis l'installation de ces machines, il y a beaucoup moins d'odeurs et de poussières.

En ce qui me concerne, je suis beaucoup moins gêné voir malade, notamment lors des épisodes de pollens

*Docteur Frédéric Baron, Dentiste*



Le purificateur d'air permet de ne plus avoir d'odeur de produits lorsque nous arrivons le matin ou après avoir fait de grosses techniques. Je ne sais pas si cela est lié mais depuis que nous avons le purificateur nous ne sommes pas tombés malade durant les périodes d'hiver ou lors des changements de saisons.

Et quand je vois l'état des filtres au moment de la révision de l'appareil, je suis rassuré que ce ne soit pas nos poumons qui filtrent cet air.

*Charlène Thuillier, Propriétaire du salon Aloha*



J'ai installé un purificateur d'air de la marque Aeramax pro dans mon restaurant. Depuis plus aucune odeur de cuisine dans la salle, les clients l'ont constaté. Petite précision qui a son importance c'est un appareil très silencieux.

*Fabienne, Gérante Restaurant La Méduse, La Rochelle.*

En pleine crise du coronavirus, nous avons dû nous adapter aux exigences sanitaires imposées à notre profession ainsi qu'à l'impact sur notre chiffre d'affaires. Néanmoins, nous avons voulu aller plus loin que les réglementations et offrir à nos clients et à notre équipe une protection maximale. C'est pourquoi j'ai décidé de m'équiper d'un purificateur d'air Aeramax [...]. Même s'il a été installé depuis peu, nous avons déjà constaté des effets bénéfiques et il travaille de manière silencieuse. Nous en sommes très satisfaits.

*M. Jérémy Chemla, Gérant pizzeria Peppino, Paris.*



RETROUVEZ TOUS LES TÉMOIGNAGES DE NOS CLIENTS SUR [WWW.RECYCL-R.COM](http://WWW.RECYCL-R.COM)



**D-SÉCURITÉ GROUPE**

GLOBAL SERVICES

# FILTRATION INDIVIDUELLE



**D-SÉCURITÉ GROUPE**  
GLOBAL SERVICES

## MASQUES CATÉGORIE UNS1 ADULTES ET ADOLESCENTS



CONCEPTION ET FABRICATION FRANÇAISES

FICHE TECHNIQUE

Fabriqués dans nos locaux à Genas (Lyon - France), nos masques sont certifiés catégorie UNS1 avec une filtration supérieure à 90%. Ils sont en 100% microfibre filtrante avec un touché coton 110gr/m<sup>2</sup> et une conception triple épaisseur (couche extérieure : effet satin ; couche intérieure en jersey élasthane - couche intérieure en peau de pêche). Au choix, accroche derrière la tête ou derrière les oreilles. Ils sont lavables 50 fois et repassable à 130° pour une stérilisation immédiate.

### NOS COLORIS :



Taille masques (en cm) : Longueur x largeur		
ADULTES	ADOLESCENTS	ENFANTS
18/18,5 x 8/8,5	16,5/17 x 8/8,5	15,5/16 x 7,5/8



# MASQUES CATÉGORIE UNS1 SPORT ADULTES



- Masque de sport grand public filtration supérieure à 90%
- Lavable et réutilisable.
- Masque tissu haut de gamme homologué de catégorie UNS1
- Masque conforme aux Normes AFNOR S76-001, testé par la DGA (RP/20-2162/DGA MNRBC/2000305NP) et par l'IFTH selon dossier d'analyse N°20-02386 du 27/10/2020 et validé conforme UNS1 filtration garantie + de 90%

# TOUR DE COU UNS1 ADULTES



Tour de cou filtrant UNS1 composé d'une matière très légère, séchant rapidement avec une excellente respirabilité. Tissu non irritant en microfibre extensible qui permet l'élimination de l'humidité vers l'extérieur. Le masque UNS1 est intégré dans le tour de cou. Celui-ci a une filtration supérieure à 90% des particules de 3 microns et une grande respirabilité. La filtration est garantie pendant 50 lavages et le tour de cou comme le masque sont recyclables. Textile thermody spécial (-20° à 10°C) lavable à 40°.

# MASQUES CATÉGORIE UNS1 ENFANTS



NOS COLORIS : Les masques pour enfants sont disponibles uniquement en tour d'oreille.



Les élastiques de votre masque sont trop longs ? Adaptez leur taille grâce à nos boules de réglages, pour être sûr que votre masque soit toujours bien en place !



## NE JETEZ PAS VOS MASQUES EN TISSUS...

Au lieu de jeter vos masques en tissus (toutes marques) après avoir dépassé le nombre de lavages recommandé, vous pouvez nous les renvoyer. **Nous les recyclons !**

Remplissez le formulaire à la page [www.qualit-air.fr/recycler-ses-masques/](http://www.qualit-air.fr/recycler-ses-masques/) pour bénéficier d'un bon d'achat de 1€ pour chaque masque tissu retourné\* ! Une fois que nous avons réceptionné vos masques nous vous enverrons votre code promo par email.

\* = Les frais de renvois sont à votre charge ; offre valable pour un montant minimum d'achat de 40€.

# MASQUES CATÉGORIE UNS1 PERSONNALISÉS



IDÉAL POUR LES ENTREPRISES !



Demandez-nous un devis pour personnaliser vos masques de catégorie UNS1 avec votre logo ou autre illustration (résolution 300 DPI minimum)...!  
 Masque Français fabriqué dans notre atelier à Genas.  
 Masque grand public filtration supérieure à 90% - Lavable et réutilisable.  
 Masque conforme aux Normes AFNOR S76-001, testé par la DGA (dossier RP/20-3389/DGA MNRBC/2000305/NP) et validé conforme UNS1 filtration garantie + de 90%.  
 Masque 3 couches en tissu 100% micro fibre, couche intérieure en jersey.  
**Quantité minimum de commande : 200.**



# MASQUES FFP2



Réf. SAFEFFP2

- Masques FFP2 (réel), non médicaux, non stérilisés.
- Conformes aux normes : CE EN149:2001+A1:2009.
- 4 couches de filtration efficace.



BOÎTE DE 20 MASQUES

# BOÎTE PRÊT-A- VENDRE



Réf. BOITE-PAV



Fabrication française (Rhône)

Prêt à vendre pour masques adultes, adolescents, ou enfants.  
 En dimension A4.  
 Pouvant contenir 2 rangées de 20 masques.

# MASQUES CHIRURGICAUX DE TYPE II



Réf. SAFE1750B

Masque de soin à fixations auriculaires élastiques. Aide à réduire l'exposition au sang et aux liquides corporels. Minimise l'exposition du patient aux micro-organismes exhalés. Adapté pour les actes médicaux comme la chirurgie et les soins, en cabinet et aussi dans l'agro-alimentaire et l'industrie. Epouse parfaitement le visage et évite ainsi les fuites.



BOÎTE DE 50 MASQUES

Fabrication française (Savoie)

- Composé de trois couches.
- Polypropylène haute filtration 3 plis.
- Barrette nasale intégrée.
- Dimensions 175 mm x 95 mm.
- Filtration (EBF) >= 98%.
- Boîte de 50 masques.
- Péréemption : 5 ans.

# GELS HYDROALCOOLIQUES

Fabrications françaises



Réf. SAFE5

Gel hydroalcoolique - 80 ml  
 Composition : Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.



Réf. SAFE08

Recharge Gel hydroalcoolique - 5L  
 Composition : Gel hydroalcoolique thixotropique pour le traitement hygiénique et la désinfection chirurgicale des mains par friction.  
 Format idéal pour recharger votre distributeur de gel.



Réf. DISTRI01

Distributeur de gel hydro alcoolique sur pied - 100cm  
 Il ne nécessite aucune installation particulière et peut être déplacé facilement en fonction des besoins.  
 Fabriqué en France et en acier inoxydable brossé.



Fiche technique



# NOS SERVICES

## GESTION DE LA MAINTENANCE ASSISTÉE PAR ORDINATEUR

Nous proposons notre propre plateforme espace client GMAO (Gestion de la Maintenance Assistée par Ordinateur). Celle-ci vous permet de renseigner toutes les informations (contacts et sites d'installations) liées à votre société et permettant à notre société **D-SÉCURITÉ GROUPE**, de gérer au mieux vos commandes.

L'interface est composé de 3 onglets : mes commandes - mes sites - mes informations.

- L'onglet "Mes commandes" vous permet de retrouver la totalité des commandes effectuées chez nous et de suivre en temps réel leur avancement. Les documents liés à vos commandes tels que les bons de livraison ou les factures y sont également accessibles. Vous pourrez aussi demander de l'aide via cet interface avec le lien "Besoin d'aide" en renseignant votre besoin, auquel nous répondrons le plus vite possible.
- L'onglet "Mes sites" recense la totalité de vos sites d'installation. Au sein de l'onglet vous pouvez avoir accès aux maintenances de chacun de vos sites dans le cas où une maintenance a été mise en place.
- L'onglet "Mes informations" renseigne toutes les informations concernant votre société, vos moyens de paiement, la gestion de vos bons de commande ainsi que les services de votre société.

**Maintenances du site PARIS**

Defibrillateur : 1 Location : 1 Pharmacie : 1

Maintenance OF	TYPE	MARQUE PRODUIT	MOIS DE PASSAGE	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN
Maintenance n°134	Location	DSécu	Mai	02/12/2020	Tacté
Maintenance n°212	Pharmacie	DSécu			

**Mes clients actifs**

Code Payer	Client	Type	Date d'activation
À définir	TOTO2	Collectivité	Il y a 19 jours
À définir	TITI	Collectivité	Il y a 21 jours
À définir	TOTO	Collectivité	Il y a 22 jours
À définir	GG	Collectivité	Il y a 20 jours

**Informations client**

Bienvenue !  
Lors de votre première visite, veuillez renseigner les champs ci-dessous pour permettre à nos équipes d'identifier votre compte client.

**Saisissez vos informations principales**

Raison sociale: MAIRIE DE SAINT CHAMOND

Type: Collectivité Statut juridique: SIRET: 21420207900015

TVA intracommunautaire: FR999999999 Adresse postale de facturation: AVENUE ANTOINE PINAY-BP 148 SERVICE FINANCES 42403 SAINT-CHAMOND

Enregistrer et continuer

**Modalités de paiement**

Indiquez le mode de règlement ainsi que les informations complémentaires.

**Reception de la facture:** Electronique, Papier, Les deux

**Mode de règlement:** Virement, Prélèvement, Chèque, Mandat administratif

**Coordonnées bancaires**

IBAN: FR33300200550000157841225 SWIFT/BIC: CMCIFPPP Titulaire du compte: MAIRIE DE SAINT CHAMOND

Nom de la banque: TEST Adresse de la banque:

Enregistrer et continuer



# COMPTE-RENDU D'INTERVENTION

POUR VOS DÉFIBRILLATEURS ET PURIFICATEURS D'AIR

Le logiciel de compte rendu d'intervention nous permet la gestion des interventions. Son interface permet :

- Le suivi des tournées sur mobile, tablette et PC
- Le suivi des techniciens en temps réel (via les activités)
- La création de rapports d'interventions dématérialisés
- De proposer un service professionnel aux clients

Nos techniciens ont donc accès à leur planning d'intervention en tout temps. Cela leur permet surtout de réaliser un rapport d'intervention dématérialisé qui permet à nos clients de signer ce dernier sans attendre et le récupérer dès la fin de l'intervention d'un de nos techniciens.

Le formulaire de rapport d'intervention est complet puisqu'il récolte de nombreuses informations concernant le défibrillateur, telles que :

- Les coordonnées du client
- Les informations sur le défibrillateur : marque, modèle, type, numéro de série, date de fabrication, version du logiciel d'extraction des données, etc...
- Les informations sur les consommables du défibrillateur : % de la batterie, le numéro de lot des électrodes adultes et/ou enfants, leur date de péremption, etc...
- Les informations sur les accessoires accompagnant un défibrillateur comme : le coffre et son bon fonctionnement, son numéro de série, la présence de la signalétique obligatoire, la présence d'une trousse de secours (dispositif médical), la présence du registre de maintenance (RSQM).

En cas de besoin de changement d'un élément ou pour toute demande particulière du client, notre solution nous permet aussi d'indiquer votre besoin en devis à notre équipe du siège.



**RAPPORT D'INTERVENTION**

Points de contrôle	
N°1 Couleur et clignotement du témoin visuel de l'appareil : vert en cas de bon fonctionnement et rouge en cas de dysfonctionnement	✓
N°2 Niveau de charge de la batterie (selon modèle) et de son état général (émission de messages vocaux selon modèle)	✓
N°3 Changement de la batterie (consommable) en cas de dépassement des seuils limites	✓
N°4 Instructions vocales, guidant l'utilisateur dans le placement des électrodes	✓
N°5 Informations lisibles sur l'écran intérieur pour les malentendants, se déclinent parfaitement à l'ouverture, à la mise en marche	✓
N°6 Sachet des électrodes hermétique. Si les électrodes ont fait l'objet d'une utilisation elles devront être systématiquement remplacées	✓
N°7 Électrodes bien connectées au défibrillateur	✓
N°8 Câbles des électrodes ne comportant ni craquelures, ni coupures et n'étant pas pincés en débordant sous un couvercle mal refermé	✓
N°9 Pas de dommage ou d'usure excessive tant sur les accessoires que sur l'appareil lui-même	✓
N°10 Dates limites de péremption des consommables (électrodes, batterie, kit de secours...)	✓
N°11 Bon fonctionnement des voyants d'indication (LED)	✓
N°12 Absence de rayures sur le boîtier et la sacoche de l'appareil	✓
N°14 Coffre ou support (modèle, état, traçabilité, branchement électrique, alarme, chauffage, téléphone, caméra, espace de dégagement obligatoire, implantation, support...)	✓
N°15 Conformité des éléments de signalétique des DAE selon la réglementation	✓
N°16 Mise à jour logicielle des défibrillateurs en fonction des évolutions techniques et/ou réglementaires	✓
N°17 Codes erreurs s'il y a et résolution ou prise en charge SAV	✓
N°18 Reset de la mémoire après contrôle	✓
N°19 Passage de l'heure été/hiver et synchronisation	✓
N°20 Nettoyage et désinfection de l'ensemble des matériels	✓
N°21 Test de l'appareil au moyen d'un boîtier simulateur / absorbeur de choc / logiciel de maintenance (conforme aux recommandations du fabricant)	✓
N°22 Bon état de lisibilité des indications de traçabilité (code-barres, numéros de série, lot etc.)	✓
N°23 Remplissage des étiquettes de maintenance et d'identification	✓
N°24 Remplissage du registre de sécurité et de maintenance	✓
N°25 Établissement d'un rapport de maintenance	✓

**RAPPORT D'INTERVENTION**

N° Inter	Payeur
Type Inter	Livré
Code Affaire	Adresse
Entête 1	Contact
Technicien	Date Intervention
Heure Intervention	Durée
Descriptif	

Défibrillateur (Etat des lieux)	
Marque	% Batterie / DLP
Modèle	N° de Lot Electrode Adulte
N° de série	N° de Lot Electrode Enfant
Type	Version Logiciel
Tests effectués	Défibrillateur Opérationnel

Accessoires & Réglementaire	
Latitude	Réf/Désignation Coffre
Longitude	
Présence de la signalétique	Commentaire
Présence RSQM	

Consommable	N° de lot	Péremption	% Bat après changement

Signature

## ILS NOUS FONT CONFIANCE



Et bien d'autres encore à retrouver sur nos sites !



## LE PARRAINAGE, UNE HISTOIRE DE PARTAGE ET DE CONFIANCE

Bon d'achat de **100 €\***

Pour chaque validation du compte client du filleul, le parrain reçoit un bon d'achat de 100€<sup>(2)</sup>.

*Vous pouvez parrainer jusqu'à 10 filleuls.*

## COMMENT ÇA MARCHE ?

1 Si vous êtes déjà client, vous remplissez un formulaire de parrainage sur notre site web en indiquant à minima le mail + le téléphone du filleul :

[www.d-securite.com/parrainage](http://www.d-securite.com/parrainage)

2 Le filleul reçoit automatiquement un mail pour l'avertir que son parrain vient de remplir un formulaire lui permettant de bénéficier de **100€ de remise<sup>(1)</sup> sur un pack air ou défibrillateur.**

3 Lorsque votre filleul réalise son achat, le parrain reçoit un mail pour lui indiquer qu'il bénéficie de **100€ de bon d'achat<sup>(2)</sup> sur ses prochaines commandes.**

Remise de **100 €\***

Le filleul utilise le code client du parrain lors de sa commande et bénéficie d'une remise de 100€<sup>(1)</sup> sur son premier achat.

*Achat au minimum d'un PACK AIR ou d'un pack DEFIBRILLATEUR.*




Offre valable 1 an sur tous les sites internet D-SÉCURITÉ GROUPE ou en appelant au 04 78 200 278. Crédit utilisable en 1 fois, non fractionnable, non remboursable, nominatif et non transmissible, sans minimum d'achat. Offre non cumulable avec d'autres remises en cours ou un autre bon d'achat. Offre valable en France métropolitaine (y compris Corse et Monaco).

<sup>(1)</sup> = Offre réservée aux nouveaux clients D-SÉCURITÉ GROUPE (clients sans compte n'ayant jamais réalisé de commande chez nous). Pour tout achat d'un pack Défibrillateur ou Air sur l'un de nos sites avec le code client personnel de votre parrain, bénéficiez de 100€ de remise sur votre pack.

<sup>(2)</sup> = Offre réservée aux clients D-SÉCURITÉ GROUPE (clients ayant déjà réalisé une commande D-SÉCURITÉ GROUPE, Défibrillateur-France, ou Qualit'air) pour une commande finalisée et payée par le filleul. Bénéficiez d'une remise de 100€ pour tout achat d'un pack Défibrillateur ou Air réalisé par votre filleul avec votre code client personnel.



La société **D-SÉCURITÉ GROUPE** met à votre service son propre réseau de techniciens et de commerciaux répartis sur toute la France pour être au plus proche de vous et vous assurer des délais rapides d'intervention.



**NOTRE ORGANISATION :**

- RESPONSABLE RÉGIONS CENTRE / GRAND EST**  
 Nicolas COSNIER  
 06 84 09 53 26 | nicolas.cosnier@d-securite.com
- RESPONSABLE RÉGION OCCITANIE**  
 Franck SOUCHON  
 06 10 15 76 75 | franck.souchon@d-securite.com
- RESPONSABLE RÉGIONS BRETAGNE / AQUITAINE**  
 Anthony LEMERCIER  
 06 64 39 00 17 | anthony.lemercier@d-securite.com
- RESPONSABLE RÉGIONS ARA / PACA**  
 Nicolas PANEL  
 06 50 49 47 72 | nicolas.panel@d-securite.com
- RESPONSABLE GRANDS COMPTES ET MARCHÉS PUBLICS**  
 Olivier PERROTEY  
 06 69 24 98 58 | olivier.perrotey@d-securite.com

**Siège social - Genas (Lyon)**  
 04 78 200 278 | contact@d-securite.com

N° d'assistance gratuit (en cas d'utilisation) : 0821 819 840

Normandie / Haut de France

Grand Ouest

Occitanie

Paris / île de France

ARA Nord

PACA + Corse

Bretagne

Rhône

**Siège - Genas (69)**

Grand Est

ARA Sud



# UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS DEPUIS 15 ANS POUR VOS BESOINS EN ÉQUIPEMENT CARDIAQUES ET PULMONAIRES.

Retrouvez toutes nos offres sur nos différents sites :

- [www.d-securite.com](http://www.d-securite.com)
- [www.achat-defibrillateur.com](http://www.achat-defibrillateur.com)
- [www.recycl-r.com](http://www.recycl-r.com)
- [www.qualit-air.fr](http://www.qualit-air.fr)

Retrouvez également nos chaînes YouTube :

**DÉFIBRILLATEUR FRANCE**

[www.defibrillateur-france.com](http://www.defibrillateur-france.com)



**RECYCL'R**  
L'EXPERT DE LA QUALITÉ DE L'AIR



**Qualit' AIR**  
[www.qualit-air.fr](http://www.qualit-air.fr)

